

# „ThinPrep™ Bluing II“ tirpalas

## Naudojimo instrukcijos



### **PASKIRTIS**

„ThinPrep™ Stain Bluing II“ tirpalas yra skirtas naudoti atliekant „Papanicolaou“ dažymo procedūrą kartu su „ThinPrep Stain Nuclear Stain“, „ThinPrep Stain Rinse II“ tirpalu, „ThinPrep Stain Orange G“ tirpalu ir „ThinPrep Stain EA“ tirpalu. Skirta naudoti specialistams.

### **SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS**

„ThinPrep Bluing II“ tirpalas – tai neskaidrus šarminis tirpalas, kuris tamsina ląstelinius komponentus, „ThinPrep Nuclear Stain“ nudažytus mėlyna / violetine spalva ant paruoštų objektinių stiklelių, norint atlikti citologinį įvertinimą.

### **PROCEDŪROS PRINCIPAI**

Naudojamas kartu su „ThinPrep“ dažymo tirpalais ir paruoštais citologiniais objektiniais stikleliais, „ThinPrep Bluing II“ tirpalas patamsins tuos ląstelinius komponentus, kurie nudažyti „ThinPrep Nuclear Stain“, ir taip pagerins branduolio morfologiją.

### **SUDĖTIS**

Vandeningas tris–buferinis tirpalas.

### **ISPĖJIMAI**

*In vitro* diagnostikos reikmėms.

Neskirta išorinio ar vidinio vartojimo žmonėms ar gyvūnams reikmėms. Gali sudirginti akis. Gali sudirginti odą. Gali sudirginti kvėpavimo takus. Gali būti kenksmingas prarijus.

### **ATSARGUMO PRIEMONĖS**

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Po darbo kruopščiai nusiplauti rankas.

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, kai nenaudojama.

Rezultatai naudojant ne „ThinPrep“ citologinius mėginius nebuvo įvertinti.

Nenaudoti, jei pažeista pirminė pakuotė.

### **PASIRENGIMAS**

Tirpinti, maišyti ar skiesti nereikia.

### **LAIKYMAS**

Nepanaudotą „ThinPrep Bluing II“ tirpalą laikykite 15 °C (59 °F)–30 °C (86 °F) temperatūroje pateikiamoje talpykloje vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo šilumos šaltinių, degių medžiagų ir nesuderinamų medžiagų. „ThinPrep Bluing II“ tirpalo nenaudokite pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant talpyklos.

### **IŠVAIZDA IR VIENTISUMAS**

Skaidrus, nesterilus tirpalas.

### **MĖGINIŲ ĖMIMAS IR PARUOŠIMAS**

Skirta naudoti su ginekologiniais citologiniais mėginiais, kurie buvo apdoroti naudojant bet kurį „ThinPrep™“ procesorių.

### **PROCEDŪRA**

Konkrečius dažymo protokolus rasite „ThinPrep Stain“ naudotojo vadove.

## „ThinPrep™ Bluing II“ tirpalas

### PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

Turi būti naudojamas pagal „ThinPrep Stain“ naudotojo vadove pateiktą instrukciją. „ThinPrep Bluing II“ tirpalo negalima pakeisti jokių kitų tirpalu.

### SAUGOS IR VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS

Naudojamas, kaip nurodyta, ant paruoštų citologinių objektinių stiklelių, „ThinPrep Bluing II“ tirpalas patamsins ląstelinius komponentus, kurie nudažyti „ThinPrep Nuclear Stain“.

Įvykus rimtam incidentui, susijusiam su šiuo prietaisu ar komponentais, naudojamais su šiuo prietaisu, praneškite apie tai „Hologic“ techninės priežiūros tarnybai ir paciento ir (arba) naudotojo regione esančiai vietinei kompetentingai institucijai.

Žr. „ThinPrep Imaging System“ operatoriaus vadovą.

### ŠALINIMAS

Šalinkite laikydamiesi visų galiojančių taisyklių.

### PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Visą saugos duomenų lapą rasite svetainėje [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com).

### Peržiūrų istorija

Peržiūra	Data	Apibūdinimas
AW-24902-3002 red. 001	3-2022	Patikslintos instrukcijos. Pridėtos instrukcijos, kaip pranešti apie rimtus incidentus.



Gamintojas



Katalogo numeris



Partijos kodas



Žr. naudojimo instrukcijas



Tinka iki



Temperatūros apribojimas



*In vitro* diagnostikos medicinos priemonė



Igaliotasis atstovas Europos Bendrijoje



Atidaryti čia



Pagaminta JAV



JK atitiktis įvertinimas (Didžioji Britanija)



Kiekis



Gaminys atitinka žymėjimo CE ženklų reikalavimus pagal ES-IVD reglamentą 2017/746



Perspėjimas: pagal federalinius (JAV) įstatymus šį prietaisą galima parduoti tik gydytojui, jo užsakymu arba bet kuriam kitam specialistui, turinčiam licenciją pagal valstybės, kurioje specialistas praktikuojasi naudoti arba užsako naudoti prietaisą, įstatymus, ir yra kvalifikuotas bei turintis šio gaminio naudojimo patirties.



„Hologic, Inc.“ • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 JAV • Tel.: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



„Hologic BV“ • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija • Tel. + 32 2 711 46 80

Australijos rėmėjas: „Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd.“ • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel.: 02 9888 8000

JK atsakingas asmuo: „Hologic, Ltd.“ • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Jungtinė Karalystė

„ThinPrep Stain Bluing II“ tirpalas

Naudojimo instrukcijos

Lietuviškai AW-24902-3002 red. 001 3-2022