

ThinPrep® festési protokoll a Medite TST 44 automatikus festőkészülékhez 95%-os alkohollal rögzített tárgylemezek használatával

Használja ezt a protokollt a 95%-os alkohollal rögzített tárgylemezek festéséhez.

Vigyázat: Cserélje ki a desztillált / műszerbe adagolható vízből készült fürdőt az 19. állomáson minden **négy** tárgylemez-állványt követően. A fürdővizet mindig tartsa megfelelő magasságig feltöltve, hogy a teljes merítésnél a tárgylemezeket teljesen ellepje. (Megjegyzés: Fürdő töltési térfogat = 450 ml.)

Szükséges: Keverés „BE”				
Nem.	Fürdő	Reagens	Idő	Cor*
1	Kezdés	70%-os reagens vagy etil-alkohol	----	----
2	16	50%-os reagens vagy etil-alkohol	01:00	nem
3	17	Desztillált vagy műszerbe adagolható víz (IFW) ¹	01:00	nem
4	18	ThinPrep sejtmagfestő	07:00	igen
5	19	Desztillált vagy műszerbe adagolható víz ¹ (minden 4 állvány után cserélje ki.)	00:10	igen
6	20	ThinPrep öblítőoldat	01:00	igen
7	21	Desztillált vagy műszerbe adagolható víz (IFW) ¹	00:30	nem
8	22	ThinPrep kékítőoldat	00:30	igen
9	23	Desztillált vagy műszerbe adagolható víz (IFW) ¹	00:30	nem
10	24	50%-os reagens vagy etil-alkohol	00:30	nem
11	25	95% -os reagens vagy etil-alkohol	00:30	nem
12	26	ThinPrep Orange G festőoldat	02:00	igen
13	40	95%-os reagens vagy etil-alkohol	00:15	igen
14	39	95%-os reagens vagy etil-alkohol	00:15	igen
15	38	ThinPrep EA festőoldat	04:00	igen
16	37	95%-os reagens vagy etil-alkohol	01:00	igen
17	36	95%-os reagens vagy etil-alkohol	01:00	igen
18	35	100%-os reagens vagy etil-alkohol	00:30	nem
19	34	100%-os reagens vagy etil-alkohol	00:30	nem
20	33	100%-os reagens vagy etil-alkohol	00:30	nem
21	32	Xilol vagy más, a Hologic által jóváhagyott tisztítószer ²	01:00	nem
22	31	Xilol vagy más, a Hologic által jóváhagyott tisztítószer ²	03:00	nem
23	Kiürítés	Xilol vagy más, a Hologic által jóváhagyott tisztítószer ²	----	----

Távolítsa el a tárgylemezeket egy külön tisztítófürdőbe. Helyezzen fel fedőlemezt egy Hologic által jóváhagyott rögzítőközeggel.²

¹ A műszerbe adagolható vízre (IFW) vonatkozó Hologic specifikációk: $\geq 1,0$ megohm-cm Ellenállás VAGY $\leq 1,0$ μ Siemens/cm Vezetőképesség (Lásd a Klinikai és Laboratóriumi Szabványügyi Intézet (CLSI) 2006. évi C3-A4 dokumentumát)

² Lásd a ThinPrep festőanyag felhasználói kézikönyv 1. fejezetének „FESTÉS” c. részét vagy forduljon a Hologic vállalathoz és igényelje a Hologic által jóváhagyott tisztítószer és rögzítőközegek listáját.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • 1-800-442-9892 • www.hologic.com

Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium

Oldatállomások

Medite TST 44 festőkészülék

95%-os alkohollal rögzített tárgylemezek festéséhez

Lépés száma → 2

Oldat → 50%-os alkohol

Fürdőállomás Szám → 9

22	21	20	19	18	17	16	15	14	13					
Xilol	Xilol	100%-os alkohol	100%-os alkohol	100%-os alkohol	95%-os alkohol	95%-os alkohol	ThinPrep EA	95%-os alkohol	95%-os alkohol					
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
50%-os alkohol	Desztillált víz	ThinPrep sejtmag	Desztillált víz	ThinPrep öblítés	Desztillált víz	ThinPrep kékitő	Desztillált víz	50%-os alkohol	95%-os alkohol	ThinPrep Orange G				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1	1	1	1	23	23	23	23							
Kezdés 70%-os alkohollal	Kezdés 70%-os alkohollal	Kezdés 70%-os alkohollal	Kezdés 70%-os alkohollal	Xilol kiürítése	Xilol kiürítése	Xilol kiürítése	Xilol kiürítése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15