

ThinPrep™ Boya Turuncu G Çözeltisi

Kullanım Talimatları

UK
CA CE



KULLANIM AMACI

ThinPrep™ Boya Turuncu G Çözeltisi, bir Papanicolaou boyama prosedüründe herhangi bir ThinPrep Boya Çekirdek Boyası, ThinPrep Boya Durulama Çözeltisi, ThinPrep Boya Mavileştirme Çözeltisi ve ThinPrep Boya EA Çözeltisiyle birlikte kullanılmaya yöneliktir. Profesyonel kullanım içindir.

ÖZET VE AÇIKLAMA

ThinPrep Turuncu G Çözeltisi, sitolojik değerlendirme için slayt preparatlarındaki hücrelerin sitoplazmasını boyamaya yarayan alkollü bir çözüldür.

PROSEDÜR İLKELERİ

ThinPrep boyama çözeltileriyle ve sitolojik slayt preparatlarıyla birlikte kullanıldığında ThinPrep Turuncu G Çözeltisi, hücrelerin sitoplazmasını çekirdek boyamasına ve morfolojisine müdahale etmeden boyar.

BİLEŞİM

Etanol, Metanol ve İzopropil Alkolden oluşan alkollü bir çözüldür. CAS 64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0 Çözüldür, Turuncu G boyasını içerir.

UYARILAR

Tehlike. Yanıcı. Etanol, Metanol, İzopropil Alkol içerir.

H302. Yutulması halinde zararlıdır.

H312. Ciltle teması halinde zararlıdır.

H319. Ciddi göz tahrişine neden olur.

H371. Organ hasarına yol açabilir.

H225. Yüksek derecede yanıcı sıvı ve buhar.

İn Vitro Tanı Amaçlı Kullanım içindir. İnsanlarda veya hayvanlarda harici veya dahili kullanıma yönelik değildir. Zehirsiz hale getirilemez.

ÖNLEMLER

P210. Isıdan/kıvılcıklardan/açık alevlerden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içmeyin.

P280. Koruyucu eldiven ve göz/yüz koruması kullanın.

P260. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P308 + P313. Maruz kalınması veya kaygılanılması HALİNDE: Tıbbi tavsiye/müdahale alın.

P301 + P310. YUTULMASI HALİNDE: Derhal bir ZEHİR MERKEZİNİ veya bir doktoru/hekimi arayın.

P305 + P351 + P338. GÖZLE TEMAS ETMESİ HALİNDE: Birkaç dakika boyunca suyla dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

ThinPrep™ Boya Turuncu G Çözeltisi

P303 + P361 + P353. CİLTLE (veya saçla) TEMAS ETMESİ HALİNDE: Kontamine olmuş tüm giysilerinizi derhal çıkarın/uzaklaştırın. Cildi suyla/duşla durulayın.

P304 + P340. SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda dinlenmesini sağlayın.

P403 + P233. İyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P370 + P378. Yangın durumunda: Söndürmek için kuru kum, kuru kimyasal veya alkole dayanıklı köpük kullanın.

P501. İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak bertaraf edin.

Kullanımdan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Doğrudan kullanılmadığı sürece kabı kapalı tutun. Yeterli havalandırma ile kullanın. ThinPrep dışındaki sitoloji numuneleriyle alınan sonuçlar değerlendirilmemiştir. Ana ambalaj hasarlıysa ürünü kullanmayın.

ÖN İŞLEME

Sulandırma, karıştırma veya seyreltme gerekmez.

SAKLAMA

ThinPrep Turuncu G Çözeltisini birlikte verilen kapta, 15 °C (59 °F) ile 30 °C (86 °F) arasındaki sıcaklıklarda saklayın. ThinPrep Turuncu G Çözeltisini, kap üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

GÖRÜNÜM VE BÜTÜNLÜK

Berrak, steril olmayan çözelti.

NUMUNE TOPLAMA VE HAZIRLAMA

Herhangi bir ThinPrep™ Cihazında işlenmiş olan jinekolojik sitoloji numuneleriyle birlikte kullanılmaya yöneliktir.

PROSEDÜR

Özel boyama protokolleri için ThinPrep Boya Kullanım Kılavuzuna bakın.

PROSEDÜR KISITLAMALARI

ThinPrep Boya Kullanım Kılavuzunda sağlanan talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. ThinPrep Turuncu G Çözeltisi yerine herhangi bir başka çözelti kullanılamaz.

GÜVENLİK VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

ThinPrep Turuncu G Çözeltisi, belirtildiği şekilde kullanıldığında sitolojik slayt preparatlarındaki hücrelerin sitoplazmasını boyayacaktır.

Bu cihazla veya bu cihazla birlikte kullanılan herhangi bir bileşenle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bunu Hologic Teknik Destek birimine ve hastanın ve/veya kullanıcının yerel yetkili makamına bildirin.

ThinPrep Görüntüleme Sistemi kullanım kılavuzuna başvurun.

BERTARAF ETME

Yürürlükteki tüm yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. Güvenlik Veri Sayfasının tamamı için www.hologicds.com adresini ziyaret edin.

Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Tanım
AW-24894-3602 Rev. 001	3-2022	Talimatlar netleştirildi. Ciddi olayların bildirilmesiyle ilgili talimatlar eklendi.

ThinPrep™ Boya Turuncu G Çözeltisi



İmalatçı



Kullanım talimatlarına bakın



in vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz



Avrupa Topluluğu'ndaki yetkili temsilci



Katalog numarası



Ürün, AB IVD Yönetmeliği 2017/746 uyarınca CE işareti gereksinimlerini karşılar



Son kullanma tarihi



Parti kodu



Sıcaklık sınırlaması



Buradan açın



ABD'de üretilmiştir



Birleşik Krallık Uygunluğu Değerlendirildi (Büyük Britanya)



Yanıcı



Tahriş Edici,
Solunum Yolu Tahrişi,
Dermal Hassaslaştırıcı



Solunum Hassaslaştırıcı,
Hedef Organ Toksisitesi



Miktar



Etanol



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 ABD • Tel: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belçika • Tel: +32 2 711 46 80

Avustralya Sponsoru: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Avustralya • Tel: 02 9888 8000

Birleşik Krallık'taki Sorumlu Kişi: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Birleşik Krallık