

## ThinPrep™ Boya EA Çözeltilisi

## Kullanım Talimatları

**KULLANIM AMACI**

ThinPrep™ Boya EA Çözeltilisi, bir Papanicolaou boyama prosedüründe herhangi bir ThinPrep Boya Çekirdek Boyası, ThinPrep Boya Durulama Çözeltilisi, ThinPrep Boya Mavileştirme Çözeltilisi ve ThinPrep Boya Turuncu G Çözeltilisiyle birlikte kullanılmaya yöneliktir. Profesyonel kullanım içindir.

**ÖZET VE AÇIKLAMA**

ThinPrep EA Çözeltilisi, sitolojik değerlendirme için slayt preparatlarındaki hücrelerin sitoplazmasını boyamaya yarayan alkollü bir çözeltilidir.

**PROSEDÜR İLKELERİ**

ThinPrep boyama çözeltileriyle ve sitolojik slayt preparatlarıyla birlikte kullanıldığında ThinPrep EA Çözeltilisi, hücrelerin sitoplazmasını çekirdek boyamasına ve morfolojisine müdahale etmeden boyar.

**BİLEŞİM**

Etanol, İzopropil Alkol, Metanol ve özel biyolojik boyalardan oluşan alkollü bir çözelti. CAS-64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0

**UYARILAR**

**Tehlike.** Yanıcı. Etanol, İzopropil Alkol, Metanol içerir.

H302. Yutulması halinde zararlıdır.

H312. Ciltle teması halinde zararlıdır.

H319. Ciddi göz tahrişine neden olur.

H371. Organ hasarına yol açabilir.

H225. Yüksek derecede yanıcı sıvı ve buhar.

İn Vitro Tanı Amaçlı Kullanım içindir. İnsanlarda veya hayvanlarda harici veya dahili kullanıma yönelik değildir. Zehirsiz hale getirilemez.

**ÖNLEMLER**

P210. Isıdan/kıvılcıklardan/açık alevlerden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içmeyin.

P280. Koruyucu eldiven ve göz/yüz koruması kullanın.

P260. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P301 + P310. YUTULMASI HALİNDE: Derhal bir ZEHİR MERKEZİNİ veya bir doktoru/hekimi arayın.

P303 + P361 + P353. CİLTLE (veya saçla) TEMAS ETMESİ HALİNDE: Kontamine olmuş tüm giysilerinizi derhal çıkarın/uzaklaştırın.

Cildi suyla/duşla durulayın.

P305 + P351 + P338. GÖZLE TEMAS ETMESİ HALİNDE: Birkaç dakika boyunca suyla dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

P304 + P340. SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda dinlenmesini sağlayın.

P309 + P311. Maruz kalmanız durumunda veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız: Bir ZEHİR MERKEZİNİ veya bir doktoru/hekimi arayın.

P370 + P378. Yangın durumunda: Söndürmek için kuru sodyum karbonat kullanın.

P403 + P233. İyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Kapa sıkıca kapalı tutun.

P501. İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak bertaraf edin.

# ThinPrep™ Boya EA Çözeltisi

Kullanımdan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Doğrudan kullanılmadığı sürece kabı sıkıca kapalı tutun. Yeterli havalandırma ile kullanın. ThinPrep dışındaki sitoloji numuneleriyle alınan sonuçlar değerlendirilmemiştir. Ana ambalaj hasarlıysa ürünü kullanmayın.

## **ÖN İŞLEME**

Sulandırma, karıştırma veya seyreltme gerekmez.

## **SAKLAMA**

ThinPrep EA Çözeltisini birlikte verilen kapta, 15 °C (59 °F) ile 30 °C (86 °F) arasındaki sıcaklıklarda saklayın. ThinPrep EA Çözeltisini, kap üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

## **GÖRÜNÜM VE BÜTÜNLÜK**

Opak, steril olmayan çözelti.

## **NUMUNE TOPLAMA VE HAZIRLAMA**

Herhangi bir ThinPrep™ Cihazında işlenmiş olan jinekolojik sitoloji numuneleriyle birlikte kullanılmaya yöneliktir.

## **PROSEDÜR**

Özel boyama protokolleri için ThinPrep Boya Kullanım Kılavuzuna bakın.

## **PROSEDÜR KISITLAMALARI**

ThinPrep Boya Kullanım Kılavuzunda sağlanan talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. ThinPrep EA Çözeltisi yerine herhangi bir başka çözelti kullanılamaz.

## **GÜVENLİK VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ**

ThinPrep EA Çözeltisi, belirtildiği şekilde kullanıldığında sitolojik slayt preparatlarındaki hücrelerin sitoplazmasını boyayacaktır.

Bu cihazla veya bu cihazla birlikte kullanılan herhangi bir bileşenle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bunu Hologic Teknik Destek birimine ve hastanın ve/veya kullanıcının yerel yetkili makamına bildirin.

ThinPrep Görüntüleme Sistemi kullanım kılavuzuna başvurun.

## **BERTARAF ETME**

Yürürlükteki tüm yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

## **İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. Güvenlik Veri Sayfasının tamamı için [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com) adresini ziyaret edin

## **Revizyon Geçmişi**

Revizyon	Tarih	Tanım
AW-24896-3602 Rev. 001	3-2022	Talimatlar netleştirildi. Ciddi olayların bildirilmesiyle ilgili talimatlar eklendi.

## ThinPrep™ Boya EA Çözeltisi



İmalatçı



Katalog numarası



Yanıcı



Kullanım talimatlarına bakın



Son kullanma tarihi



Tahriş Edici,  
Solunum Yolu Tahrişi,  
Dermal Hassaslaştırıcı



*In vitro* tanı amaçlı tıbbi cihaz



Parti kodu



Solunum Hassaslaştırıcı,  
Hedef Organ Toksisitesi



Avrupa Topluluğu'ndaki yetkili temsilci



Sıcaklık sınırlaması



Buradan açın



Miktar



ABD'de üretilmiştir



Birleşik Krallık Uygunluğu  
Değerlendirildi  
(Büyük Britanya)



Etanol



Ürün, AB IVD Yönetmeliği  
2017/746 uyarınca CE işareti  
gereksinimlerini karşılar



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 ABD • Tel: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belçika • Tel: +32 2 711 46 80

Avustralya Sponsoru: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113 • Avustralya • Tel: 02 9888 8000

Birleşik Krallık'taki Sorumlu Kişi: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ •  
Birleşik Krallık