



**Artwork and Signature File for:**

**5081-4001-800, "FAXITRON PATH QUICK START GUIDE, GERMAN"**

Artwork consists of:

- One (1) 8 ½ inch x 11-inch sheet(s) attached.

REV AUTHORED BY	DATE				
ALAN MIHALKO	02/09/22				
REV DRAFTED BY	DATE	TITLE		DOCUMENT NUMBER	REV
ALAN MIHALKO	02/09/22			MANUAL, QUICK START GUIDE, FAXITRON PATH, GERMAN	
PROPRIETARY INFORMATION: The content of this document is the exclusive property of Hologic and may not, without prior written permission of Hologic, be reproduced, copied or used for any purpose whatsoever.		ARTWORK		SIZE A	SHEET 1 OF 1

# Faxitron® Path

## Proben-Röntgensystem

## SCHNELLSTARTANLEITUNG

### 1. EINSCHALTEN

- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der Rückseite des Faxitron Path-Schranks auf die Position **ON** (EIN) gestellt ist
- Drehen Sie den **Schlüssel** auf der Vorderseite des Faxitron Path-Schranks auf **on** (ein)
- Schalten Sie Computer und Monitor **ein**

### 2. SOFTWARE STARTEN

- Stellen Sie sicher, dass sich nichts in der Faxitron Path-Röntgenkammer befindet
- Doppelklicken Sie auf das Symbol **Vision** in der Mitte des Desktops

### 3. KALIBRIEREN

- Nach dem Einloggen werden Sie aufgefordert, die Kalibrierung durchzuführen. Drücken Sie die Taste „**Calibrate**“ (Kalibrieren), um fortzufahren

### 4. PATIENTENDATEN

- Klicken Sie auf „**Start Procedure**“ (Eingriff starten)
- Klicken Sie auf „**Select from Worklist**“ (Aus Arbeitsliste auswählen)
- Suchen Sie nach dem Namen des Patienten und klicken Sie doppelt darauf
- Füllen Sie alle fehlenden Pflichtfelder wie z. B. Lateralität aus
- Klicken Sie auf „**Accept**“ (Bestätigen)

### 5. RÖNTGENAUFNAHME

- Legen Sie die Probe(n) in die Faxitron Path-Röntgenkammer – verwenden Sie bei Bedarf das Vergrößerungstablett
- Drücken Sie die grüne Taste „**X-ray**“ (Röntgenaufnahme) zum Aktivieren der Röntgenstrahlen – das Bild erscheint nach wenigen Sekunden

### 6. BILDMANIPULATION

- Halten Sie die **linke Maustaste** gedrückt und ziehen Sie die Maus, um Helligkeit und Kontrast für die Fensterungsfunktion zu ändern
- **Passen Sie den Zoom an**, um das Bild zur Ansicht zu vergrößern

### 7. SPEICHERUNG IN PACS

- Drücken Sie die Taste „**PACS Store**“ (PACS-Speicher) auf der linken Seite des Bildschirms

### 8. DRUCKEN

- Drücken Sie die Taste „**PACS Print**“ (PACS-Druck) auf der linken Seite des Bildschirms

### 9. HERUNTERFAHREN

- Drücken Sie die Taste „**System Shutdown**“ (System herunterfahren) auf der linken Seite aus und klicken Sie dann auf „**OK**“ (OK)
- Drehen Sie den Schlüssel am Faxitron Path-Schrank auf **off** (aus)

 [www.hologic.com/package-inserts](http://www.hologic.com/package-inserts)



**Hologic, Inc.**  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 USA  
1.800.447.1856  
[www.hologic.com](http://www.hologic.com)

**HOLOGIC®**

**Hologic, BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgien  
Tel.: +32 2 711 46 80  
Fax: +32 2 725 20 87

**SPONSOR AUSTRALIEN**

**Hologic Pty Ltd**  
Suite 302, Level 3  
2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113  
Tel.: 02 9888 8000

