

Set de recoltare și transport Aptima pentru eșantioane cervicale

Pentru utilizarea în diagnosticarea in vitro.

Numai pentru export în SUA

Continut

50 de Kituri de Recoltare și Transport al Specimenelor Cervicale. Fiecare kit conține:

- Un Dispozitiv de Recoltare al Specimenelor Cervicale
- Un Tampon de Curatare pentru Femei
- Un Tub Continand Mediu de transport al eșantioanelor Aptima (4,3 mL)

Atentionari și Masuri de Precauție

- A. Eșantioanele recoltate cu ajutorul acestui set pot fi testate folosind testul Aptima HPV Assay și Aptima HPV 16 18/45 Genotype Assay. Consultați prospectul testului adecvat.
- B. Nu s-au făcut evaluări de performanță cu alte produse.
- C. Nu aplicați mediul de transport direct pe piele sau mucoase, și nu îl administrați intern.

Condiții de Pastrare a Kitului

Pastrati kitul de recoltare la temperatura camerei (15°C până la 30°C).

Recoltarea și Manipularea Specimenelor

Nota: Probele trebuie recoltate de către personalul medical specializat.

1. Îndepărtați secreția în exces de cervix și mucoasa înconjurătoare utilizând tamponul de curatare (tamponul cu maner alb din ambalajul cu inscripție de culoare roșie). Aruncați acest tampon.
Nota: Pentru a îndepărta secreția în exces de pe colul uterin, se poate utiliza un tampon cu varf lat (nefurnizat).
2. Introduceți dispozitivul de recoltare al specimenului cervical (perie cu manerul albastru din ambalajul cu inscripție de culoare neagră) în canalul endocervical.
3. Rotiți dispozitivul în sensul acelor de ceasornic efectuând trei rotații complete pentru a vă asigura de realizarea unei recoltări corespunzătoare.
4. Reîncadrați cu grijă dispozitivul; evitați orice contact cu mucoasa vaginală.
5. Scoateți capacul tubului de transport al specimenului cervical și așezați imediat dispozitivul de recoltare al specimenului în tubul de transport.
6. Ținând manerul dispozitivului între degetul mare și cel arătător, rotiți-l de trei ori pentru a îndepărta celulele de pe dispozitiv. Aruncați dispozitivul. Nu rupeți manerul în tubul de transport.
7. Reînchideți etans capacul tubului de transport al specimenului cervical.

Transportul și Pastrarea Specimenului

După recoltare, transportați și pastrați tubul de transport al specimenului cervical la o temperatură de 2°C până la 30°C până la momentul testării. Eșantioanele trebuie testate folosind Aptima HPV Assay sau Aptima HPV 16 18/45 Genotype Assay în decurs de 60 de zile de la recoltare. Dacă este necesară pastrarea pentru perioade mai îndelungate, tuburile de transport al specimenelor cervicale pot fi pastrate la ≤ -20°C timp de până la 24 luni după recoltare.

Transportul eșantioanelor trebuie să se facă în concordanță cu reglementările naționale și internaționale aplicabile privind transporturile.

Limitari:

- A. Prezența lubrifianților personali conținând Polyquaternium 15 în concentrații mai mari de 0,025% pot influența performanța analizei.
- B. Prezența medicației anti-fungice conținând tioconazol în concentrații mai mari de 0,3% pot influența performanța analizei.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 SUA

Serviciu de asistență clienți: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com
Asistență tehnică: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Pentru date de contact suplimentare, vizitați www.hologic.com.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

© 2001-2017 Hologic, Inc. Toate drepturile rezervate.

502013RO Rev. 002
2017-05