

# „ThinPrep™ Bluing“ tirpalas

## Naudojimo instrukcijos



### **PASKIRTIS**

„ThinPrep™ Stain Bluing“ tirpalas yra skirtas naudoti atliekant „Papanicolaou“ dažymo procedūrą kartu su „ThinPrep Stain Nuclear Stain“, „ThinPrep Stain Rinse“ tirpalu, „ThinPrep Stain Orange G“ tirpalu ir „ThinPrep Stain EA“ tirpalu. Skirta naudoti specialistams.

### **SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS**

„ThinPrep Bluing“ tirpalas – tai neskaidrus šarminis tirpalas, kuris tamsina ląstelinius komponentus, „ThinPrep Nuclear Stain“ nudažytus mėlyna / violetine spalva ant paruoštų objektinių stiklelių, norint atlikti citologinį įvertinimą.

### **PROCEDŪROS PRINCIPAI**

Naudojamas kartu su „ThinPrep“ dažymo tirpalais ir paruoštais citologiniais objekciniais stikleliais, „ThinPrep Bluing“ tirpalas patamsins tuos ląstelinius komponentus, kurie nudažyti „ThinPrep Nuclear Stain“, ir taip pagerins branduolio morfologiją.

### **SUDĖTIS**

Vandeninis ličio karbonato tirpalas.

### **ISPĖJIMAI**

*In vitro* diagnostikos reikmėms.

Neskieta išorinio ar vidinio vartojimo žmonėms ar gyvūnams reikmėms.

Patekus į akis gali sudirginti.

### **ATSARGUMO PRIEMONĖS**

Vengti patekimo į akis.

Dirbdami su tirpalu, mūvėkite pirštines ir naudokite akių apsaugą.

Laikyti talpyklą uždarytą, kai nenaudojama.

Rezultatai naudojant ne „ThinPrep“ mėginius nebuvo įvertinti.

Nenaudoti, jei pažeista pirminė pakuotė.

### **PASIRENGIMAS**

Tirpinti, maišyti ar skiesti nereikia.

### **LAIKYMAS**

Nepanaudotą „ThinPrep Bluing“ tirpalą laikyti 15 °C (59 °F)–30 °C (86 °F) temperatūroje pateikiamoje talpykloje. „ThinPrep Bluing“ tirpalo nenaudokite pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant talpyklos.

### **IŠVAIZDA IR VIENTISUMAS**

Skaidrus, nesterilus tirpalas.

## „ThinPrep™ Bluing“ tirpalas

### MĖGINIŲ ĖMIMAS IR PARUOŠIMAS

Skirta naudoti su ginekologiniais citologiniais mėginiais, kurie buvo apdoroti naudojant bet kurį „ThinPrep™“ procesorių.

### PROCEDŪRA

Konkrečius dažymo protokolus rasite „ThinPrep Stain“ naudotojo vadove.

### PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

Turi būti naudojamas pagal „ThinPrep Stain“ naudotojo vadove pateiktas instrukcijas. „ThinPrep Bluing“ tirpalo negalima pakeisti jokių kitų tirpalu.

### SAUGOS IR VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS

Naudojamas, kaip nurodyta, ant paruoštų citologinių objektinių stiklelių, „ThinPrep Bluing“ tirpalas patamsins ląstelinius komponentus, kurie nudažyti „ThinPrep Nuclear Stain“.

Įvykus rimtam incidentui, susijusiam su šiuo prietaisu ar komponentais, naudojamais su šiuo prietaisu, praneškite apie tai „Hologic“ techninės priežiūros tarnybai ir paciento ir (arba) naudotojo regione esančiai vietinei kompetentingai institucijai.

Žr. „ThinPrep Imaging System“ operatoriaus vadovą.

### ŠALINIMAS

Šalinkite laikydamiesi visų galiojančių taisyklių.

### PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Nenumatytas joks blogas poveikis. Visą saugos duomenų lapą rasite svetainėje [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com).

### Peržiūrų istorija

Peržiūra	Data	Apibūdinimas
AW-24898-3002 red. 001	3-2022	Patikslintos instrukcijos. Pridėtos instrukcijos, kaip pranešti apie rimtus incidentus.



Gamintojas



Įgaliotasis atstovas  
Europos Bendrijoje



Partijos kodas



Žr. naudojimo instrukcijas



Katalogo numeris



Temperatūros apribojimas



*In vitro* diagnostikos  
medicinos prietaisas



Tinka iki



Atidaryti čia



Kiekis



Pagaminta JAV



JK atitiktis įvertinimas  
(Didžioji Britanija)



Gaminys atitinka žymėjimo  
CE ženklų reikalavimus pagal  
ES-IVD reglamentą 2017/746



Perspėjimas: pagal federalinius (JAV) įstatymus šį prietaisą galima parduoti tik gydytojui, jo užsakymu arba bet kuriam kitam specialistui, turinčiam licenciją pagal valstybės, kurioje specialistas praktikuojasi naudoti arba užsako naudoti prietaisą, įstatymus, ir yra kvalifikuotas bei turintis šio gaminio naudojimo patirties.



„Hologic, Inc.“ • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 JAV • Tel.: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)

EC REP „Hologic BV“ • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija • Tel.: + 32 2 711 46 80

Australijos rėmėjas: „Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd.“ • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel.: 02 9888 8000

JK atsakingas asmuo: „Hologic, Ltd.“ • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe  
Manchester M23 9HZ • Jungtinė Karalystė

„ThinPrep Stain Bluing“ tirpalas

Naudojimo instrukcijos

Lietuviškai AW-24898-3002 red. 001 3-2022

