

Soluție de clătire ThinPrep™ Stain

Instrucțiuni de utilizare



UTILIZAREA PRECONIZATĂ

Soluția de clătire ThinPrep™ Stain este destinată utilizării în cadrul unei proceduri de colorare Papanicolau împreună cu colorantul nuclear ThinPrep Stain, soluția de albăstrire ThinPrep Stain, soluția Orange G ThinPrep Stain și soluția EA ThinPrep Stain. Pentru utilizare de către profesioniști.

REZUMAT ȘI PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE

Soluția de clătire ThinPrep este o soluție apoasă, detergentă, care îndepărtează colorantul nuclear ThinPrep în exces din componentele celulare de pe preparatele de lame pentru evaluarea citologică.

PRINCIPII DE PROCEDURĂ

Atunci când este utilizată împreună cu soluțiile de colorare ThinPrep și cu preparatele de lame citologice, soluția de clătire ThinPrep va îndepărta colorantul nuclear ThinPrep în exces din componentele celulare, îmbunătățind colorarea nucleară și clarificând citoplasma.

COMPOZIȚIE

O soluție apoasă de agent tensioactiv adecvat.

AVERTISMENTE

Pentru utilizare în diagnosticarea *in vitro*.

Nu este destinat uzului extern sau intern la oameni sau animale. Poate provoca iritații la contact.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Evitați contactul cu ochii.

Purtați mănuși și protecție pentru ochi atunci când manipulați soluția.

Păstrați recipientul închis atunci când nu îl folosiți direct.

Rezultatele cu probe de citologie non-ThinPrep nu au fost evaluate.

Nu utilizați dacă ambalajul primar este deteriorat.

PRETRATAMENT

Nu este necesară reconstituirea, amestecarea sau diluarea.

DEPOZITARE

Păstrați soluția de clătire ThinPrep neutilizată la 15 °C (59 °F) până la 30 °C (86 °F) în recipientul furnizat. Nu utilizați soluția de clătire ThinPrep după data expirării indicată pe recipient.

ASPECT ȘI INTEGRITATE

Soluție transparentă, nesterilă.

RECOLTAREA ȘI PREGĂTIREA PROBELOR

Pentru utilizare cu probe de citologie ginecologică care au fost procesate pe orice procesor ThinPrep™.

PROCEDURĂ

Consultați manualul de utilizare al coloranților ThinPrep pentru protocoale specifice de colorare.

Soluție de clătire ThinPrep™ Stain

LIMITĂRI DE PROCEDURĂ

Trebuie utilizat conform instrucțiunilor furnizate în manualul de utilizare al coloranților ThinPrep. Soluția de clătire ThinPrep nu poate fi substituită cu nicio altă soluție.

CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ

Atunci când este utilizată conform instrucțiunilor privind preparatele citologice pentru lame, soluția de clătire ThinPrep îndepărtează colorantul nuclear ThinPrep în exces din componentele celulare.

Dacă are loc vreun incident grav legat de acest dispozitiv sau de orice componente utilizate cu acest dispozitiv, raportați-l la asistența tehnică Hologic și la autoritatea competentă locală din regiunea pacientului și/sau utilizatorului.

Consultați manualul de operare a sistemului imagistic ThinPrep.

ELIMINARE

Eliminați în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Nu se anticipează efecte negative. Consultați www.hologic.com pentru fișa cu date de securitate completă.

Istoricul revizuirilor

Revizuire	Data	Descriere
AW-24890-3102 Rev. 001	3-2022	Clarificarea instrucțiunilor. Adăugarea instrucțiunilor privind raportarea incidentelor grave.



Producător



Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană



Codul lotului



Consultați Instrucțiunile de utilizare



Număr de catalog



Limite de temperatură



Dispozitiv medical pentru diagnosticare *in vitro*



A se utiliza până la



Deschideți aici



Cantitatea



Fabricat în SUA



Evaluarea conformității în UK (Marea Britanie)



Produsul îndeplinește cerințele pentru marcajul CE în conformitate cu Regulamentul UE-IVD 2017/746



Atenție: legislația federală (SUA) restricționează comercializarea acestui dispozitiv doar de către sau la comanda unui medic sau a unui alt cadru medical autorizat conform legislației din statul în care cadrul medical își practică profesia să utilizeze sau să comande utilizarea dispozitivului și care este instruit și are experiență în utilizarea produsului.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, S.U.A. • Tel: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Tel: +32 2 711 46 80

Sponsor australian: Hologic (Australia și Noua Zeelandă) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Tel.: 02 9888 8000

Persoana responsabilă din Regatul Unit: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Regatul Unit