

1.1 Johdanto

Tässä liitteessä muokataan Affirm®-rintabiopsian ohjausjärjestelmän käyttöopasta ja huolto-opasta. Seuraava sisältö korvaa symbolitaulukon ja etiketin sijainnit -kaavion. Aseta tämä liite käyttöoppaan ja huolto-oppaan ohien myöhempää käyttöä varten.









1.2 Käyttöoppaat, joihin liite vaikuttaa








Tämä liite vaikuttaa seuraaviin oppaisiin:

- MAN-06411-002 Affirm-rintabiopsian ohjausjärjestelmän käyttöoppaan versiot 1.11 ja 2.2, versio 002, osa 1.10 (Symbolit) ja osa 2.6 (Etiketin sijainnit)
- MAN-06412 Affirm-rintabiopsian ohjausjärjestelmän huolto-oppaan versiot 1.11 ja 2.2, versio 001, osa 1.10 (Symbolit) ja osa 2.6 (Etiketin sijainnit)

1.3 Symbolit

Tässä osiossa kuvataan järjestelmässä käytetyt symbolit.

| Symboli | Skannaus | Standardi |
|---|--|---|
|  | Huomio | ISO 7010, viite 5.1.6 |
|  | Etäaseman valmiustila (tietokone ja näyttö "On" ja "Off") | IEC 60417-5009 |
|  | Hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteet erillään normaalijätteestä. Lähetä käytöstä poistettu materiaali Hologicille tai ota yhteyttä huoltoedustajaan. | Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettu direktiivi 2002/96/EY |
|  | Potentiaalın tasausliitin | IEC 60417, viite 5021 |
|  | Suojamaadoituksen liitin | IEC 60417, viite 5019 |
|  <small>www.hologic.com/package-inserts</small> | Noudata käyttöohjeita | ISO 15223-1:2016, viite 5.4.3 |
|  | Luettelonumero | ISO 15223-1:2016, viite 5.1.6 |
|  | Sarjanumero | ISO 15223-1:2016, viite 5.1.7 |

| Symboli | Skannaus | Standardi |
|---|--|-------------------------------|
|  | Valmistaja | ISO 15223-1:2016, viite 5.1.1 |
|  | Valmistuspäivä | ISO 15223-1:2016, viite 5.1.3 |
|  | Vain lateraalivarren käyttö | Hologic |
|  | Patentit | Hologic |
|  | Valmistettu Yhdysvalloissa | Hologic |
|  | Euroopan yhteisössä toimiva valtuutettu edustaja | ISO 15223-1:2016, viite 5.1.2 |
|  | CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen viitenumero | MDR-asetus (EU) 2017/745 |

1.4 Etiketin sijainnit -kaavio

Seuraavien oppaiden osassa 2.6 oleva etiketin sijainnit -kaavio ei ole enää käytettävissä:

- MAN-06411-002 Tarkistus 002
- MAN-06412 Tarkistus 001