

## 1.1 Sissejuhatus

See lisa muudab rinnabiopsia juhtsüsteemi Affirm® kasutus- ja hooldusjuhendit. Alljärgnev sisu muudab sümbolite tabelit ja siltide asukohta skeemi. Pange see lisa edaspidiseks kasutamiseks kasutus- ja hooldusjuhendi juurde.








## 1.2 Asjakohased juhendid









See lisa mõjutab alljärgnevaid juhendeid:

- MAN-06411-002 rinnabiopsia juhtsüsteemi Affirm kasutusjuhendi versioonid 1.11 ja 2.2, redaktsioon 002, jagu 1.10 (Sümbolid) ja jagu 2.6 (Sildi asukohad)
- MAN-06412 rinnabiopsia juhtsüsteemi Affirm kasutusjuhendi versioonid 1.11 ja 2.2, redaktsioon 001, jagu 1.10 (Sümbolid) ja jagu 2.6 (Sildi asukohad)

## 1.3 Sümbolid

Selles jaos kirjeldatakse selle süsteemi sümboleid.

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Ettevaatust!	ISO 7010, viide 5.1.6
	Kaugjaama ooterežiim (arvuti ja näidiku „sisse-“ ja „väljalülitamine“)	IEC 60417-5009
	Visake elektri- ja elektroonikaseadmed ära tavalistest jäätmetest eraldi. Saatke kasutuselt kõrvaldatud materjal Hologicule või võtke ühendust oma hooldusesindajaga.	Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta 2002/96/EÜ
	Potentsiaaliühtlustuse klemm	IEC 60417, viide 5021
	Kaitsemaanduse klemm	IEC 60417, viide 5019
 <a href="http://www.hologic.com/package-inserts">www.hologic.com/package-inserts</a>	Järgige kasutusjuhendit	ISO 15223-1:2016, viide 5.4.3
	Katalooginumber	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.6

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Seerianumber	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.7
	Tootja	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.1
	Tootmiskuupäev	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.3
	Kasutamiseks ainult külgakäel	Hologic
	Patendid	Hologic
	Valmistatud USAs	Hologic
	Volitatud esindaja Euroopa Liidus	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.2
	CE-märgis teavitatud asutuse viitenumbriga	MDR eeskiri (EÜ) 2017/745

## 1.4 Sildi asukohtade skeem

Alljärgnevate juhendite jaotise 2.6 sildi asukohtade skeem ei ole enam kasutusel:

- MAN-06411-002 redaktsioon 002
- MAN-06412 redaktsioon 001