













# Hologic Breast and Skeletal Health -tuotteet ja -merkinnät






Symbolien sanasto

Tämä on Hologic Breast and Skeletal Health -tuotteiden ja -merkkien symbolien sanasto. Käytä tätä sanastoa tuoteoppaiden lisänä.

Symboli	Kuvaus	Vakio
	Vain lääkärin määräyksestä	FDA 21 CFR 801.109
	Ei turvallinen magneettikuvauksessa	ASTM F2503 Viitenro Taulukko 2, Symboli 7.3.3; 7.4.9.1; Kuva 9
	Ehdollisesti turvallinen käyttöön magneettikuvauksessa	ASTM F2503 Viitenro Taulukko 2; 7.4.6.1; Kuva 6,7
	Huomio – säteilyä	Hologic
	Hätäpysäytys	Hologic
	Pääsy pyörätuolilla	Hologic
	Laiteohjaimen ja kauko-ohjauksen liitäntä	Hologic
	Laiteohjaimen johdon säätölevy	Hologic
	Jalkakytkimen liitäntä	Hologic
	Jalkakytkimen johdon säätölevy	Hologic
	Keittosuolaliuosletkun säätölevy	Hologic
	Wi-Fi	Hologic

# Hologic Breast and Skeletal Health -tuotteet ja -merkinät

Symbolien sanasto

Symboli	Kuvaus	Vakio
	Vaara: Puristus piste	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Akku	Hologic
<b>YYYY-MM-DD</b>	Päivämäärän muoto: YYYY on vuosi MM on kuukausi DD on päivä	Hologic
	Virrankatkaisin	Hologic
	Aseta laite potilasympäristön ulkopuolelle	Hologic
<b>Translations in Box</b>	Käännökset laatikossa	Hologic
<b>Temp Logger Activated</b>	Lämpötilatallennin aktivoitu	Hologic
<b>Temp Logger SN</b>	Lämpötilatallentimen sarjanumero	Hologic
<b>P/N</b>	Osanumero	Hologic
<b>REV</b>	Tarkistettu versio	Hologic
<b>Model</b>	Mallinumero	Hologic
<b>QTY</b>	Määrä	Hologic
<b>SFW SHIPPED</b>	Toimitettu ohjelmistoversio	Hologic
















## Hologic Breast and Skeletal Health -tuotteet ja -merkinnyt

Symbolien sanasto

Symboli	Kuvaus	Vakio
<b>SFW Version</b>	Ohjelmistoversion numero	Hologic
<b>APPLICATION INSTALLATION</b>	Sovelluksen asennus	Hologic
<b>Verified By</b>	Tarkistaja	Hologic
<b>CASE</b>	Kotelo (laatikko tai pakkaus)	Hologic
<b>VC</b>	Toimittajan koodi	Hologic
<b>Made in USA</b>	Valmistettu Yhdysvalloissa	Hologic
<b>Made in Costa Rica</b>	Valmistettu Costa Ricassa	Hologic
<b>Assembled in Costa Rica</b>	Koottu Costa Ricassa	Hologic
<b>Made in China</b>	Valmistettu Kiinassa	Hologic
<b>Made in Mexico</b>	Valmistettu Meksikossa	Hologic
<b>Made in Thailand</b>	Valmistettu Thaimaassa	Hologic
<b>Patents</b>	Patentit	Hologic
<b>USA REP</b>	Edustaja Yhdysvalloissa	Hologic
<b>LATERAL ARM USE ONLY</b>	Vain lateraalivarren käyttö	Hologic
<b>Q.C. Use Only</b>	Vain laadunvarmistuskäyttö	Hologic
<b>UNLOAD THIS SIDE</b>	Poisto tälle puolelle	Hologic
<b>RAMP THIS SIDE</b>	Luiska tälle puolelle	Hologic











# Hologic Breast and Skeletal Health -tuotteet ja -merkinnyt

Symbolien sanasto

Symboli	Kuvaus	Vakio
	Lukitsematon	IEC 60417 Viitenro 5569
	PÄÄLLÄ (virta)	IEC 60417, viite 5007
	POIS PÄÄLTÄ (virta)	IEC 60417, viite 5008
	Sulake	IEC 60417, viite 5016
	Suojamaatto (maadoitus)	IEC 60417, viite 5019
	Potentiaalın tasausliitin	IEC 60417, viite 5021
	Vaihtovirta	IEC 60417, viite 5032
	Vaarallinen jännite	IEC 60417, viite 5036
	Järjestelmä lähettää radiotaajuista energiaa (ei-ionisoivaa sähkömagneettista säteilyä)	IEC 60417, viite 5140
	Tyyppin BF liityntäosa	IEC 60417, viite 5333
	Tyyppin B liityntäosa	IEC 60417, viite 5840
	Ethernet	IEC 60417, viite 5988
	Varoitus, sähkö	IEC 60417, viite 6042
	USB	IEC 60417-1
	Lukittu	IEC 60417-1 ISO 7000-5569










# Hologic Breast and Skeletal Health -tuotteet ja -merkinnit

Symbolien sanasto

Symboli	Kuvaus	Vakio
	Tietokoneen ja näytön virran kytkentä päälle ja pois	IEC 60417-5010
	Maadoitus	IEC 60417-5017
	Sähköstaattisille purkauksille herkkä laite	IEC 60417-5134
	Virta PÄÄLLÄ osassa laitetta	IEC 60417-5264
	Tietokoneen virtakytkin	IEC 60417-5264
	Tietokoneen valmiustilakytkin	IEC 60417-5266
	Röntgenlähdekokoonpano	IEC 60417-5338
	Röntgenlähde, säteily	IEC 60417-5339
	Säteilysuodatin	IEC 60417-5381
	Älä upota nesteeseen	IEC 60417-5995
<b>IPX8</b>	Laite tai varuste soveltuu jatkuvasti upotettavaksi veteen (upotus enintään 1 m:n syvyyteen 1 tunnin ajaksi)	IEC 60529














# Hologic Breast and Skeletal Health -tuotteet ja -merkinnot

Symbolien sanasto

Symboli	Kuvaus	Vakio
 <b>IPX4</b>	Roiskekestävä	IEC 60529
<b>IPX6</b>	Mistä tahansa suunnasta voimakkaalla paineella laitetta tai varustetta kohti suihkutettu vesi ei aiheuta haitallisia vaikutuksia	IEC 60529
<b>IP54</b>	Suojattu pölyltä, rajoitettu sisäänpääsy, ei haitallisia kertymiä, ja suojattu kaikista suunnista roiskuvalla vedeltä, rajoitettu sisäänpääsy sallittu	IEC 60529
<b>IP22</b>	Suojattu halkaisijaltaan vähintään 12,5 mm:n kappaleita vastaan ja suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä, kun KOTELO on kallistettuna korkeintaan 15° kulmaan	IEC 60529
	Lääkinnällinen laite	ISO 15223 Luonnos
	Valmistaja	ISO 15223-1:2016, viite 5.1.1
	Euroopan yhteisössä toimiva valtuutettu edustaja	ISO 15223-1:2016, viite 5.1.2
	Valmistuspäivä	ISO 15223-1:2016, viite 5.1.3
	Viimeinen käyttöpäivä	ISO 15223-1:2016, viite 5.1.4
	Eräkoodi	ISO 15223-1:2016, viite 5.1.5
	Luettelonumero	ISO 15223-1:2016, viite 5.1.6
	Sarjanumero	ISO 15223-1:2016, viite 5.1.7














# Hologic Breast and Skeletal Health -tuotteet ja -merkinnit

Symbolien sanasto

Symboli	Kuvaus	Vakio
	Steriloitu eteenioksidilla	ISO 15223-1:2016, viite 5.2.3
	Steriloitu säteilytyksellä	ISO 15223-1:2016, viite 5.2.4
	Ei saa steriloida uudelleen	ISO 15223-1:2016, viite 5.2.6
	Ei steriili	ISO 15223-1:2016, viite 5.2.7
	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut	ISO 15223-1:2016, viite 5.2.8
	Särkyvää, käsittele varovasti	ISO 15223-1:2016, viite 5.3.1
	Pidettävä kuivana	ISO 15223-1:2016, viite 5.3.4
	Lämpötilan alaraja	ISO 15223-1:2016, viite 5.3.5
	Lämpötilan yläraja	ISO 15223-1:2016, viite 6.3.5
	Lämpötilarajoitus	ISO 15223-1:2016, viite 7.3.5
	Ilmankosteusrajoitus	ISO 15223-1:2016, viite 8.3.5
	Ilmanpainerajoitus	ISO 15223-1:2016, viite 9.3.5
	Ei saa käyttää uudelleen	ISO 15223-1:2016, viite 5.4.2

# Hologic Breast and Skeletal Health -tuotteet ja -merkinnyt






Symbolien sanasto

Symboli	Kuvaus	Vakio
 <a href="http://www.hologic.com/package-inserts">www.hologic.com/package-inserts</a>	Tutustu sähköisiin käyttöohjeisiin	ISO 15223-1:2016, viite 5.4.3
	Huomio	ISO 15223-1:2016, viite 5.4.4
	Laitteen ja sen turvallisen käyttökuormituksen paino yhteensä	ISO 60417, viite 1321A
	Tämä puoli ylöspäin	ISO 7000:2014, viite 0623
	Ei saa pinota	ISO 7000:2014, viite 2402
	Pinoamisrajoitus numerona	ISO 7000:2014, viite 2403
	Puristuspiste	ISO 7010
	Varoitus	ISO 7010, viite W001
	CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen viitenumero	MDR-asetus (EU) 2017/745
	Sisältö	Ei saatavilla
	Ei sisällä luonnonkumilateksia	Ei saatavilla
	USB-liitäntä	Ei saatavilla
	Älä leikkaa	Ei saatavilla



# Hologic Breast and Skeletal Health -tuotteet ja -merkinnät

Symbolien sanasto

Symboli	Kuvaus	Vakio
	CSA-hyväksytty laite	Kanadan standardointineuvosto (SCC) ja Yhdysvaltain työterveys- ja työturvallisuusvirasto (OSHA)
	Lääkinnällinen – yleinen lääkinnällinen laite sähköiskun, tulipalon ja mekaanisten vaarojen osalta vain standardien ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2014) ja IEC 60601-1:2012 mukaisesti	UL-luokitus
	INMETRO & ULBR -merkki	UL-BR INMETRO -sertifiointi (Brasilia)
	Kierrätettävä-symboli	Unicode, viite U+267C
	Hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteet erillään normaalijätteestä. Lähetä käytöstä poistettu materiaali Hologicille tai ota yhteyttä huoltoedustajaan	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettu direktiivi 2002/96/EY