













## Breast and Skeletal Health Products and Labels






### Glossary of Symbols

See on Hologic Breast and Skeletal Healthi toodete ja siltide sümbolite sõnastik. Kasutage seda sõnastikku oma toote kasutusjuhendite lisana.

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Retseptiravim	FDA 21 CFR 801.109
	Ei ole ohutu magnetresonantstomograafiaga kasutamiseks	ASTM F2503 viitenumber, tabel 2, sümbol 7.3.3; 7.4.9.1; joonis 9
	Tingimuslik magnetresonantstomograafiaga kasutamine	ASTM F2503 viitenumber, tabel 2; 7.4.6.1; joonis 6,7
	Tähelepanu – kiirgus!	Hologic
	Hädapidur	Hologic
	Ligipääsetav ratastooliga	Hologic
	Seadme draiveri ja kaugjuhtimispuldi ühendus	Hologic
	Seadme draiveri kaablihalduse plaat	Hologic
	Jalglüliti ühendus	Hologic
	Jalglüliti kaablihalduse plaat	Hologic
	Füsioloogilise lahuse torude haldamise plaat	Hologic
	Wi-Fi	Hologic

## Breast and Skeletal Health Products and Labels

### Glossary of Symbols

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Ohud: murrukoht	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Aku	Hologic
YYYY-MM-DD	Kuupäevavorming: YYYY tähistab aastat MM tähistab kuud DD tähistab päeva	Hologic
	Kaitselüliti	Hologic
	Asetage seadmed patsiendist eemale	Hologic
<b>Translations in Box</b>	Erikeelsed juhised on karbis	Hologic
<b>Temp Logger Activated</b>	Temperatuurilogija on aktiveeritud	Hologic
<b>Temp Logger SN</b>	Temperatuurilogija seerianumber	Hologic
<b>P/N</b>	Partiinumber	Hologic
<b>REV</b>	Redaktsioon	Hologic
<b>Model</b>	Mudeli number	Hologic
<b>QTY</b>	Kogus	Hologic
<b>SFW SHIPPED</b>	Tarnitud tarkvara versioon	Hologic
















## Breast and Skeletal Health Products and Labels

### Glossary of Symbols

Sümbol	Kirjeldus	Standard
<b>SFW Version</b>	Tarkvara versiooninumber	Hologic
<b>APPLICATION INSTALLATION</b>	Rakenduse paigaldamine	Hologic
<b>Verified By</b>	Kontrollitud	Hologic
<b>CASE</b>	Ümbris (karp või pakend)	Hologic
<b>VC</b>	Müüja kood	Hologic
<b>Made in USA</b>	Toodetud Ameerika Ühendriikides	Hologic
<b>Made in Costa Rica</b>	Toodetud Costa Rical	Hologic
<b>Assembled in Costa Rica</b>	Kokku pandud Costa Rical	Hologic
<b>Made in China</b>	Toodetud Hiinas	Hologic
<b>Made in Mexico</b>	Toodetud Mehhikos	Hologic
<b>Made in Thailand</b>	Toodetud Tais	Hologic
<b>Patents</b>	Patendid	Hologic
<b>USA REP</b>	USA esindaja	Hologic
<b>LATERAL ARM USE ONLY</b>	Kasutamiseks ainult külgakäel	Hologic
<b>Q.C. Use Only</b>	Ainult kvaliteedikontrollile kasutamiseks	Hologic
<b>UNLOAD THIS SIDE</b>	Tühjenda see külg	Hologic
<b>RAMP THIS SIDE</b>	Kallutage seda külge	Hologic











## Breast and Skeletal Health Products and Labels

### Glossary of Symbols

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Avatud	IEC 60417 viide nr 5569
	SEES (toide)	IEC 60417, viide 5007
	VÄLJAS (toide)	IEC 60417, viide 5008
	Kaitse	IEC 60417, viide 5016
	Kaitsemaandus	IEC 60417, viide 5019
	Potentsiaaliühtlustuse klemm	IEC 60417, viide 5021
	Vahelduvvool	IEC 60417, viide 5032
	Ohtlik pinge	IEC 60417, viide 5036
	See süsteem edastab raadiosageduslikku (RF) energiat (mitteioniseerivat elektromagnetkiirgust)	IEC 60417, viide 5140
	BF-tüüpi rakendatud osa	IEC 60417, viide 5333
	B-tüüpi rakendatud osa	IEC 60417, viide 5840
	Ethernet	IEC 60417, viide 5988
	Hoiatav tase elektrit	IEC 60417, viide 6042
	USB	IEC 60417-1
	Lukustatud	IEC 60417-1 ISO 7000-5569












## Breast and Skeletal Health Products and Labels

### Glossary of Symbols

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Arvuti ja kuvari „Sees“ ja „Väljas“ (toide)	IEC 60417-5010
	Maandus	IEC 60417-5017
	Elektrostaatiliselt tundlik seade	IEC 60417-5134
	„SEES“ osa seadmetest	IEC 60417-5264
	Arvuti toitelüliti	IEC 60417-5264
	Arvuti ooterežiimi lüliti	IEC 60417-5266
	Röntgenikiirgusallika komplekt	IEC 60417-5338
	Röntgenikiirgusallikas	IEC 60417-5339
	Kiirgusfilter	IEC 60417-5381
	Ärge kastke vedelikku	IEC 60417-5995
<b>IPX8</b>	Lisaseadmete varustus sobib pidevaks vette kastmiseks (kuni 1 m vee all 1 tund)	IEC 60529














## Breast and Skeletal Health Products and Labels

Glossary of Symbols

Sümbol	Kirjeldus	Standard
 <b>IPX4</b>	Pritsmekindel	IEC 60529
<b>IPX6</b>	Seadmetest või lisaseadmetest mis tahes suunas vastu projitseeritud veel ei ole kahjulikke mõjusid	IEC 60529
<b>IP54</b>	Kaitstud tolmu piiratud sissepääsu, kahjulike sademete ja igast küljest pritsiva vee eest, piiratud sissepääs lubatud	IEC 60529
<b>IP22</b>	Kaitse tahkete võõrkehade eest, mille läbimõõt on 12,5 mm ja rohkem ning kaitse vertikaalselt langevate veepiiskade eest, kui SEADE on kallutatud kuni 15°	IEC 60529
 <b>MD</b>	Meditiiniseade	ISO 15223 Mustand
	Tootja	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.1
	Volitatud esindaja Euroopa Liidus	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.2
	Tootmiskuupäev	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.3
	Kasutamisaeg	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.4
 <b>LOT</b>	Partiikood	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.5
 <b>REF</b>	Kataloogi number	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.6
 <b>SN</b>	Seerianumber	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.7
 <b>STERILE EO</b>	Steriliseeritud etüleenoksiidiga	ISO 15223-1:2016, viide 5.2.3
 <b>STERILE R</b>	Steriliseeritud kiirgusega	ISO 15223-1:2016, viide 5.2.4













## Breast and Skeletal Health Products and Labels

### Glossary of Symbols





Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Mitte reesteriliseerida	ISO 15223-1:2016, viide 5.2.6
	Mittesteriilne	ISO 15223-1:2016, viide 5.2.7
	Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud	ISO 15223-1:2016, viide 5.2.8
	Habras, käsitseda ettevaatlikult	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.1
	Hoida kuivana	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.4
	Temperatuuri alumine piir	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.5
	Temperatuuri ülemine piir	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.6
	Temperatuuri limiit	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.7
	Niiskuspiirang	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.8
	Atmosfäärirõhu piirang	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.9
	Mitte korduskasutada	ISO 15223-1:2016, viide 5.4.2
 <a href="http://www.hologic.com/package-inserts">www.hologic.com/package-inserts</a>	Vaadake elektroonilisi kasutusjuhendeid	ISO 15223-1:2016, viide 5.4.3
	Ettevaatust!	ISO 15223-1:2016, viide 5.4.4

## Breast and Skeletal Health Products and Labels

### Glossary of Symbols

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Seadme kaal ja selle ohutu töökoormus	ISO 60417, viide 1321A
	Niipidi üles	ISO 7000:2014, viide 0623
	Mitte asetada üksteise peale	ISO 7000:2014, viide 2402
	Virnastamispiirang arvu järgi	ISO 7000:2014, viide 2403
	Murrukoht	ISO 7010
	Hoiatus	ISO 7010, viide W001
	CE-märgis koos teavitatud asutuse viitenumbriga	MDR eeskiri (EÜ) 2017/745
	Sisu	Puudub
	Ei sisalda looduslikku kummilateksit	Puudub
	Universaalne jadasiini ühendus	Puudub
	Mitte lõigata	Puudub
	CSA loendis olev seade	Kanada Standardnõukogu (SCC) ning USA tööhutuse ja -tervishoiu nõukogu Juhtorgan (OSHA)



Sümbol	Kirjeldus	Standard
	<p>Meditsiin – üldine meditsiiniseade elektrilöögi, tulekahju ja mehaanilisi ohte arvestades kooskõlas ainult standarditega ANSI/AAMI ES 60601-1: 2005 (AI: 2012), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2014) ja IEC 60601-1: 2012</p>	<p>UL-klassifikatsioon</p>
	<p>INMETRO- ja ULBR-märk</p>	<p>UL-BR INMETRO sertifikaat (Brasiilia)</p>
	<p>Ringlussevõtu sümbol</p>	<p>Unicode, viide U+267C</p>
	<p>Visake elektri- ja elektroonikaseadmed tavajäätmetest eraldi. Saatke kasutuselt kõrvaldatud materjal ettevõttele Hologic või võtke ühendust teenindusesindajaga</p>	<p>Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta 2002/96/EÜ</p>