













## Emlővel és csontvázval kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék






Szimbólumok magyarázata

Ez egy szimbólumgyűjtemény a Hologic emlővel és csontvázval kapcsolatos egészségügyi termékeihez és azok címkéihez. Ezt a gyűjteményt a termékek útmutatójának kiegészítéseként használja.

Szimbólum	Leírás	Normál
	Vényköteles	FDA 21 CFR 801.109
	MR-biztonságos	ASTM F2503, hivatkozás: 2. táblázat, 7.3.3. és 7.4.9.1. szimbólum; 9. ábra
	Feltételesen MR-biztonságos	ASTM F2503, hivatkozás: 2. táblázat, 7.4.6.1. szimbólum; 6. és 7. ábra
	Figyelem – Sugárzásveszély!	Hologic
	Vészleállító	Hologic
	Kerekesszéssel elérhető	Hologic
	Eszközmeghajtó- és távvezérlő-csatlakozás	Hologic
	Eszközmeghajtó-vezeték rendezőlemeze	Hologic
	Lábkapcsoló csatlakozása	Hologic
	Lábkapcsoló-vezeték rendezőlemeze	Hologic
	Sóoldatcső rendezőlemeze	Hologic
	Wi-Fi	Hologic

# Emlővel és csontvázzal kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
	Veszély! Becsípődési hely	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Akkumulátor	Hologic
<b>YYYY-MM-DD</b>	Dátumformátum: Az YYYY az évet jelöli Az MM a hónapot jelöli A DD a napot jelöli	Hologic
	Megszakító	Hologic
	A berendezést a páciens környezetén kívül helyezze el	Hologic
<b>Translations in Box</b>	Fordítás a mezőben	Hologic
<b>Temp Logger Activated</b>	Hőmérséklet-naplózó aktiválva	Hologic
<b>Temp Logger SN</b>	Hőmérséklet-naplózó sorozatszama	Hologic
<b>P/N</b>	Cikkszám	Hologic
<b>REV</b>	Változat	Hologic
<b>Model</b>	Modellszám	Hologic
<b>QTY</b>	Mennyiség	Hologic
<b>SFW SHIPPED</b>	Szállított szoftververzió	Hologic
















## Emlővel és csontvázzal kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
<b>SFW Version</b>	Szoftververzió száma	Hologic
<b>APPLICATION INSTALLATION</b>	Alkalmazástelepítés	Hologic
<b>Verified By</b>	Megerősítette:	Hologic
<b>CASE</b>	Doboz (doboz vagy csomag)	Hologic
<b>VC</b>	Forgalmazó kódja	Hologic
<b>Made in USA</b>	Készült az Egyesült Államokban	Hologic
<b>Made in Costa Rica</b>	Készült Costa Ricán	Hologic
<b>Assembled in Costa Rica</b>	Costa Ricán összeszerelve	Hologic
<b>Made in China</b>	Készült Kínában	Hologic
<b>Made in Mexico</b>	Készült Mexikóban	Hologic
<b>Made in Thailand</b>	Készült Thaiföldön	Hologic
<b>Patents</b>	Szabadalmak	Hologic
<b>USA REP</b>	Képviselő az Egyesült Államokban	Hologic
<b>LATERAL ARM USE ONLY</b>	Csak a laterális karral használható	Hologic
<b>Q.C. Use Only</b>	Csak minőség-ellenőrzésre	Hologic
<b>UNLOAD THIS SIDE</b>	Erről az oldalról vegye ki	Hologic
<b>RAMP THIS SIDE</b>	Erre az oldalra helyezze a rámpát	Hologic











# Emlővel és csontvázval kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
	Kioldott	IEC 60417, hivatkozás: 5569
	„ON” (Be) (tápellátás)	IEC 60417, hivatkozás: 5007
	„OFF” (Ki) (tápellátás)	IEC 60417, hivatkozás: 5008
	Biztosíték	IEC 60417, hivatkozás: 5016
	Védőföldelés	IEC 60417, hivatkozás: 5019
	Potenciálkiegyenlítési csatlakozóvég	IEC 60417, hivatkozás: 5021
	Váltóáram	IEC 60417, hivatkozás: 5032
	Veszélyes feszültség	IEC 60417, hivatkozás: 5036
	Ez a rendszer rádiófrekvenciás (RF) energiát (nem ionizáló elektromágneses sugárzást) közvetít	IEC 60417, hivatkozás: 5140
	BF típusú alkalmazott alkatrész	IEC 60417, hivatkozás: 5333
	B típusú alkalmazott alkatrész	IEC 60417, hivatkozás: 5840
	Ethernet	IEC 60417, hivatkozás: 5988
	Vigyázat! – elektromosság	IEC 60417, hivatkozás: 6042
	USB	IEC 60417-1
	Lezárva	IEC 60417-1 ISO 7000-5569










# Emlővel és csontvázval kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
	A számítógép és a kijelző be- és kikapcsolására szolgál	IEC 60417-5010
	Földelés	IEC 60417-5017
	Elektrosztatikus kisülésre érzékeny eszköz	IEC 60417-5134
	A berendezés adott részének bekapcsolására szolgál	IEC 60417-5264
	A számítógép bekapcsolására szolgál	IEC 60417-5264
	A számítógép készenléti állapotba állítására szolgál	IEC 60417-5266
	Röntgenforrást tartalmazó egység	IEC 60417-5338
	Röntgensugarat kibocsátó forrás	IEC 60417-5339
	Sugárzásszűrő	IEC 60417-5381
	Ne merítse folyadékba	IEC 60417-5995
<b>IPX8</b>	A készülék folyadékba meríthető (max. 1 m-ig, legfeljebb 1 óra időtartamra)	IEC 60529














# Emlővel és csontvázval kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
 <b>IPX4</b>	Fröccsenésálló	IEC 60529
<b>IPX6</b>	A berendezés vagy eszköz ellenáll a bármilyen irányból érkező erőteljes vízszórásnak	IEC 60529
<b>IP54</b>	Ellenáll a pornak (korlátozott beszivárgás előfordulhat), a lerakódások nem tesznek kárt a készülékben, ellenáll a bármilyen irányból érkező fröccsenő víznek (korlátozott beszivárgás előfordulhat)	IEC 60529
<b>IP22</b>	Ellenáll a 12,5 mm átmérőjű és annál nagyobb szilárd idegen anyagok bejutásának, a KÉSZÜLÉKHÁZ legfeljebb 15°-os megdöntéséig ellenáll a függőlegesen érkező vízcseppeknek	IEC 60529
	Orvostechikai eszköz	ISO 15223, vázlat
	Gyártó	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.1.1
	Hivatalos képviselő az Európai Közösségben	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.1.2
	Gyártási dátum	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.1.3
	Felhasználhatóság	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.1.4
	Sarszszám	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.1.5
	Katalógusszám	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.1.6
	Sorozatszám	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.1.7














## Emlővel és csontvázval kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
	Etilén-dioxiddal sterilizálva	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.2.3
	Besugárzással sterilizálva	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.2.4
	Ne sterilizálja újra	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.2.6
	Nem steril	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.2.7
	Ne használja, ha a csomagolás sérült	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.2.8
	Törékeny. Körültekintően kezelje	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.3.1
	Tartsa szárazon	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.3.4
	Alsó hőmérsékletkorlát	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.3.5
	Felső hőmérsékletkorlát	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.3.6
	Hőmérsékletkorlát	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.3.7
	Páratartalom határértéke	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.3.8
	Légnyomás határértéke	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.3.9
	Ne használja fel újra	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.4.2

## Emlővel és csontvázval kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék






Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
 www.hologic.com/package-inserts	Tekintse meg az elektronikus használati utasítást	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.4.3
	Figyelem!	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.4.4
	A berendezés össztömege és biztonságos terhelhetősége	ISO 60417, hivatkozás: 1321A
	Így állítsa a csomagot	ISO 7000:2014, hivatkozás: 0623
	Ne helyezze egymásra	ISO 7000:2014, hivatkozás: 2402
	Legfeljebb ennyi csomagot helyezhet egymásra	ISO 7000:2014, hivatkozás: 2403
	Becsípődési hely	ISO 7010
	Vigyázat!	ISO 7010, hivatkozás: W001
	CE jelölés a bejelentett szerv hivatkozási számával	MDR-rendelet, (EU) 2017/745
	Tartalomjegyzék	N/A
	Természetes latex gumit nem tartalmaz	N/A
	Univerzális soros busz (USB) csatlakozás	N/A
	Ne vágja el	N/A



# Emlővel és csontvázzal kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
	CSA-tanúsítvánnyal rendelkező eszköz	Standards Council of Canada (SCC; Kanadai Szabványügyi Tanács) és a U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA; Egyesült Államok Munkavédelmi Hivatala)
	Orvostechnikai – Általános orvostechnikai berendezések áramütés, tűzveszély és mechanikus veszélyek tekintetében a következők szerint: ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2014) és IEC 60601-1:2012	UL besorolás
	INMETRO és ULBR jelzés	UL-BR INMETRO tanúsítás (Brazília)
	Újrahasznosítható szimbólum	Unicode, hivatkozás: U+267C
	Az elektromos és elektronikus berendezéseket a szokványos hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A leselejtezett anyagokat küldje el a Hologicnak, vagy lépjen kapcsolatba a helyi szervizképviselővel	2002/96/EK irányelv (Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)