

1.1 Sissejuhatus

See lisa muudab süsteemide Selenia® Dimensions® ja 3Dimensions™ kasutus- ja hooldusjuhendit. Alljärgnev sisu asendab sümbolite tabelit ja siltide asukoha skeemi. Pange see lisa edaspidiseks kasutamiseks kasutus- ja hooldusjuhendi juurde.







1.2 Asjakohased juhendid

See lisa mõjutab alljärgnevaid juhendeid:

- MAN-06383-002 süsteemi 3Dimensions kasutusjuhendi versioonid 2.2, redaktsioon 001, jagu 1.16 (Sümbolid) ja 2.7 (Sildi asukohad)
- MAN-06384 süsteemi 3Dimensions kasutusjuhendi versioonid 2.2, redaktsioon 001, jagu 1.7 (Sümbolid) ja 2.7 (Sildi asukohad)
- MAN-06385-002 süsteemi Dimensions kasutusjuhendi versioonid 1.11, redaktsioon 001, jagu 1.17 (Sümbolid) ja 2.7 (Sildi asukohad)
- MAN-06386 süsteemi Dimensions kasutusjuhendi versioonid 1.11, redaktsioon 001, jagu 1.7 (Sümbolid) ja 2.7 (Sildi asukohad)














1.3 Sümbolid

Selles jaotises kirjeldatakse selle süsteemi sümboleid.

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Ettevaatust – kiirgus	Hologic
	See süsteem edastab raadiosageduslikku (RF) energiat (mitteioniseerivat elektromagnetkiirgust)	IEC 60417, viide 5140
	Elektrihoiatus	IEC 60417, viide 6042
	Ohtlik pinge	IEC 60417, viide 5036
	Ettevaatust!	ISO 7010, viide 5.1.6
	Tähelepanu!	ISO 15223-1:2016, viide 5.4.4










Süsteemid 3Dimensions ja Selenia Dimensions



Sümbolite ja siltide asukohtade lisa

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Hädaseiskamine	Hologic
	Kõrvaldage elektri- ja elektroonikaseadmed tavajäätmetest eraldi. Saatke kasutuselt kõrvaldatud materjal ettevõttele Hologic või võtke ühendust teenindusesindajaga	Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta 2002/96/EÜ
	B-tüüpi rakendatav osa	IEC 60417, viide 5840
	Potentsiaaliühtlustuse klemm	IEC 60417, viide 5021
	Kaitsemaandus	IEC 60417, viide 5019
	Kaitse	IEC 60417, viide 5016
	Vahelduvvool	IEC 60417, viide 5032
	VÄLJAS (toide)	IEC 60417, viide 5008
	SEES (toide)	IEC 60417, viide 5007
R_XONLY	Ainult retseptiravim	21 CFR 801.109
	Volitatud esindaja Euroopa Liidus	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.2
	CE-märgis teavitatud asutuse viitenumbriga	MDR-eeskiri (EÜ) 2017/745
	Meditsiiniseade	ISO 15223 mustand
	Mittesteriilne	ISO 15223-1:2016, viide 5.2.7

Süsteemid 3Dimensions ja Selenia Dimensions

Sümbolite ja siltide asukohtade lisa

Sümbol	Kirjeldus	Standard
 www.hologic.com/package-inserts	Järgige kasutusjuhiseid	ISO 15223-1:2016, viide 5.4.3
Translations in Box	Tõlked lahtris	Hologic
	Ringlussevõtusümbol	Unicode, viide U+267C
	Ratastooliga ligipääsetav	Hologic
	Hoidke kuivana	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.4
	Õrn; käsitsege ettevaatlikult	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.1
	Ärge virmastage	ISO 7000:2014, viide 2402
	Temperatuuri piirväärtus	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.7
Temp Logger Activated	Temperatuuri logaritmi on aktiveeritud	Hologic
Temp Logger SN	Temperatuuri logaritmi seerianumber	Hologic
	Siit üles	ISO 7000:2014, viide 0623
	Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud	ISO 15223-1:2016, viide 5.2.8
P/N	Osa number	Hologic
REV	Läbivaatamine	Hologic

Sümbol	Kirjeldus	Standard
Model	Mudelinumber	Hologic
REF	Katalooginumber	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.6
LOT	Partii kood	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.5
SN	Seerianumber	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.7
QTY	Kogus	Hologic
SFW SHIPPED	Tarkvara tarnitud	Hologic
SFW Version	Tarkvaraversiooni number	Hologic
CASE	Juhtum	Hologic
VC	Müüja kood	Hologic
	Tootja	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.1
	Tootmiskuupäev	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.3
Made in USA	Valmistatud USAs	Hologic
Patents	Patendid	Hologic

1.4 Sildi asukohtade skeem

Alljärgnevat juhendite jaotise 2.7 skeem ei ole enam kasutusel:

- MAN-06383-002 Redaktsioon 001
- MAN-06384 Redaktsioon 001
- MAN-06385-002 Redaktsioon 001
- MAN-06386 Redaktsioon 001