

1.1 Úvod

Tento dodatek upravuje vaši uživatelskou příručku a servisní příručku k systémům Selenia® Dimensions® a 3Dimensions™. Následující obsah nahrazuje tabulky symbolů a schémata polohy štítků. Uložte tento dodatek k vašim uživatelským příručkám a servisním příručkám pro budoucí použití.







1.2 Ovlivněné příručky

Tento dodatek mění následující příručky:

- MAN-06383-2602 Uživatelská příručka k systému 3Dimensions, verze 2.2, revize 001, oddíl 1.16 (Symboly) a oddíl 2.7 (Poloha štítků)
- MAN-06384 Servisní příručka k systému 3Dimensions, verze 2.2, revize 001, oddíl 1.7 (Symboly) a oddíl 2.7 (Poloha štítků)
- MAN-06385-2602 Uživatelská příručka k systému Dimensions, verze 1.11, revize 001, oddíl 1.17 (Symboly) a oddíl 2.7 (Poloha štítků)
- MAN-06386 Servisní příručka k systému Dimensions, verze 1.11, revize 001, oddíl 1.7 (Symboly) a oddíl 2.7 (Poloha štítků)













1.3 Symboly










Tato část se zabývá popisem symbolů na tomto systému.



Symbol	Popis	Standard
	Pozor – radiace	Hologic
	System vysílá radiofrekvenční (RF) záření (neionizující elektromagnetické záření)	IEC 60417, reference 5140
	Varování, elektřina	IEC 60417, reference 6042
	Nebezpečné napětí	IEC 60417, reference 5036
	Pozor	ISO 7010, reference 5.1.6
	Upozornění	ISO 15223-1:2016, reference 5.4.4

Systémy 3Dimensions a Selenia Dimensions

Dodatek pro polohu symbolů a štítků

Symbol	Popis	Standard
	Nouzové zastavení	Hologic
	Elektrická a elektronická zařízení nelikvidujte spolu s běžným odpadem. Vyřazené materiály zašlete společnosti Hologic nebo se obraťte na svého servisního zástupce.	Směrnice OEEZ 2002/96/ES
	Příložná část typu B	IEC 60417, reference 5840
	Svorka pro vyrovnání potenciálu	IEC 60417, reference 5021
	Svorka uzemnění (zem)	IEC 60417, reference 5019
	Pojistka	IEC 60417, reference 5016
	Střídavý proud	IEC 60417, reference 5032
	„OFF“ (napájení)	IEC 60417, reference 5008
	„ON“ (napájení)	IEC 60417, reference 5007
R_XONLY	Pouze pro použití na předpis	21 CFR 801.109
	Autorizovaný zástupce v Evropském společenství	ISO 15223-1:2016, reference 5.1.2
CE XXXX	Označení CE s referenčním číslem oznámeného subjektu	Směrnice o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745
	Zdravotnický prostředek	ISO 15223 Návrh
	Nesterilní	ISO 15223-1:2016, reference 5.2.7

Symbol	Popis	Standard
 <small>www.hologic.com/package-inserts</small>	Dodržujte návod k použití	ISO 15223-1:2016, reference 5.4.3
Translations in Box	Překlady v boxu	Hologic
	Symbol pro recyklaci	Unicode, reference U+267C
	Bezbariérový přístup	Hologic
	Udržujte v suchu	ISO 15223-1:2016, reference 5.3.4
	Křehké; zacházejte s nimi opatrně	ISO 15223-1:2016, reference 5.3.1
	Neukládejte na sebe	ISO 7000:2014, reference 2402
	Teplotní limit	ISO 15223-1:2016, reference 5.3.7
Temp Logger Activated	Aktivovaný záznamník teploty	Hologic
Temp Logger SN	Sériové číslo záznamníku teploty	Hologic
	Touto stranou nahoru	ISO 7000:2014, reference 0623
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozený	ISO 15223-1:2016, reference 5.2.8
P/N	Číslo dílu	Hologic
REV	Revize	Hologic

Symbol	Popis	Standard
Model	Číslo modelu	Hologic
REF	Katalogové číslo	ISO 15223-1:2016, reference 5.1.6
LOT	Kód šarže	ISO 15223-1:2016, reference 5.1.5
SN	Sériové číslo	ISO 15223-1:2016, reference 5.1.7
QTY	Množství	Hologic
SFW SHIPPED	Dodaný software	Hologic
SFW Version	Číslo verze softwaru	Hologic
CASE	Případ	Hologic
VC	Kód prodejce	Hologic
	Výrobce	ISO 15223-1:2016, reference 5.1.1
	Datum výroby	ISO 15223-1:2016, reference 5.1.3
Made in USA	Vyrobeno v USA	Hologic
Patents	Patenty	Hologic

1.4 Poloha štítků verze 2.0

Schéma polohy štítků v oddílu 2.7 v každé z níže uvedených příruček se již nepoužívá:

- MAN-06383-2602 revize 001
- MAN-06384 revize 001
- MAN-06385-2602 revize 001
- MAN-06386 revize 001