

# ThinPrep™ Stain Rinse Solution

## Käyttöohjeet



### **KÄYTTÖTARKOITUS**

ThinPrep™ Stain Rinse Solution on tarkoitettu Papanicolaou-värjäykseen yhdessä tuotteiden ThinPrep Stain Nuclear Stain, ThinPrep Stain Bluing Solution, ThinPrep Stain Orange G Solution ja ThinPrep Stain EA Solution kanssa. Ammattikäyttöön.

### **YHTEENVETO JA SELITYS**

ThinPrep Rinse Solution on vesipitoinen pesuaineliuos, joka poistaa ylimääräisen ThinPrep Nuclear Stain -aineen sytologiseen arviointiin tarkoitettujen objektilasivalmisteiden solukomponenteista.

### **MENETELMÄN TOIMINTAPERIAATTEET**

Kun ThinPrep Rinse Solution -liuosta käytetään yhdessä ThinPrep-värjäysliuosten ja sytologisten objektilasivalmisteiden kanssa, ThinPrep Rinse Solution poistaa ylimääräisen ThinPrep Nuclear Stain -aineen solukomponenteista, parantaen tumavärjäystä ja selkeyttäen sytoplasmaa.

### **KOOSTUMUS**

Sopivan pinta-aktiivisen aineen vesiliuos.

### **VAROITUKSET**

*In vitro* -diagnostiikkaan.

Ei ulkoiseen tai sisäiseen käyttöön ihmisille tai eläimille. Voi aiheuttaa ärsytystä kosketuksessa.

### **VAROTOIMET**

Vältä kosketusta silmiin.

Käytä käsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi liuosta.

Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Muiden kuin ThinPrep-sytologianäytteiden tuloksia ei ole arvioitu.

Älä käytä, jos pääpakkaus on vaurioitunut.

### **ESIKÄSITTELY**

Ei vaadi ennalleen palauttamista, sekoittamista tai laimentamista.

### **SÄILYTYS**

Säilytä käyttämätön ThinPrep Rinse Solution -liuos sen pakkauksessa lämpötilassa 15 °C (59 °F) – 30 °C (86 °F). Älä käytä ThinPrep Rinse Solution -liuosta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

### **ULKOASU JA EHEYS**

Kirkas, ei-steriili liuos.

### **NÄYTTEEN KERÄYS JA VALMISTELU**

Käytettäväksi gynekologisten sytologianäytteiden kanssa, jotka on käsitelty millä tahansa ThinPrep™-prosessorilla.

### **TOIMENPIDE**

Katso erityiset värjäysprotokollat ThinPrep Stain -käyttöoppaasta.

## ThinPrep™ Stain Rinse Solution

### **MENETELMÄÄN LIITTYVÄT RAJOITUKSET**

Käytettävä ThinPrep Stain -käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. ThinPrep Rinse Solution -liuosta ei voi korvata millään muulla liuoksella.

### **TURVALLISUUS- JA SUORITUSKYKYMINAISUUDET**

Kun ThinPrep Rinse Solution -liuosta käytetään sytologisiin objektilasivalmisteisiin ohjeistetulla tavalla, se poistaa ylimääräisen ThinPrep Nuclear Stain -aineen solukomponenteista.

Jos tämän laitteen tai sen kanssa käytettyjen osien käytön yhteydessä ilmenee vakavia vaaratilanteita, ilmoita siitä Hologicin tekniselle tuelle ja potilaan ja/tai käyttäjän oleskelupaikan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Katso ThinPrep-kuvantamisjärjestelmän käyttäjän opas.

### **HÄVITTÄMINEN**

Noudata hävittämisessä kaikkia soveltuvia määräyksiä.

### **ENSIAPUTOIMET**

Haittavaikutuksia ei ole odotettavissa. Katso koko käyttöturvallisuustiedote osoitteesta [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

### **Versiohistoria**

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
AW-24890-1702 Rev. 001	3-2022	Ohjeita selvennetty. Lisätty ohjeita vakavien vaaratilanteiden ilmoittamisesta.



Valmistaja



Valtuutettu edustaja  
Euroopan yhteisössä



Eräkoodi



Lue käyttöohjeet



Tuotenumero



Lämpötilarajat



*In vitro* -diagnostinen  
lääkinnällinen laite



Viimeinen käyttöpäivä



Avaa tästä



Määrä



Valmistettu Yhdysvalloissa



Arvioitu Yhdistyneen  
kuningaskunnan  
vaatimusten mukaisesti  
(Iso-Britannia)



Tuote täyttää CE-merkintää koskevat  
vaatimukset EU-IVD-asetuksen  
2017/746 mukaisesti



Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion laki määrää, että tämän laitteen saa myydä ainoastaan lääkärin toimesta tai määräyksestä tai muun sellaisen ammatinharjoittajan toimesta tai määräyksestä, jolla on Yhdysvaltain lain mukainen lisenssi käyttää tai määrätä laite käytettäväksi sekä on tarvittava koulutus ja kokemus tämän laitteen käyttämiseen.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Puh: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Puh: +32 2 711 46 80

Australialainen toimeksiantaja: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Puh: 02 9888 8000

Vastaava henkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road •  
Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Yhdistynyt kuningaskunta