

„ThinPrep™ Stain Rinse“ tirpalas

Naudojimo instrukcijos



PASKIRTIS

„ThinPrep™ Stain Rinse“ tirpalas yra skirtas naudoti atliekant „Papanicolaou“ dažymo procedūrą kartu su „ThinPrep Stain Nuclear Stain“, „ThinPrep Stain Bluing“ tirpalu, „ThinPrep Stain Orange G“ tirpalu ir „ThinPrep Stain EA“ tirpalu. Skirta naudoti specialistams.

SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS

„ThinPrep Rinse“ tirpalas – tai vandeninis ploviklio tirpalas, kuris pašalina „ThinPrep Nuclear Stain“ perteklių iš ląstelių komponentų ant paruoštų objektinių stiklelių, norint atlikti citologinį įvertinimą.

PROCEDŪROS PRINCIPAI

Naudojamas kartu su „ThinPrep“ dažymo tirpalais ir paruoštais citologiniais objekciniais stikleliais, „ThinPrep Rinse“ tirpalas pašalins „ThinPrep Nuclear Stain“ perteklių iš ląstelių komponentų ir tokiu būdu pagerins branduolių dažymą ir citoplazmos aiškumą.

SUDĖTIS

Vandeninis patentuotos aktyviosios paviršiaus medžiagos tirpalas.

ISPĖJIMAI

In vitro diagnostikos reikmėms.

Neskirta išorinio ar vidinio vartojimo žmonėms ar gyvūnams reikmėms. Patekus ant odos gali sudirginti.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Vengti patekimo į akis.

Tvarkydami tirpalą, mūvėkite pirštines ir naudokite akių apsaugą.

Laikyti talpyklą uždarytą, kai nenaudojama.

Rezultatai naudojant ne „ThinPrep“ citologinius mėginius nebuvo įvertinti.

Nenaudoti, jei pažeista pirminė pakuotė.

PASIRENGIMAS

Tirpinti, maišyti ar skiesti nereikia.

LAIKYMAS

Nepanaudotą „ThinPrep Rinse“ tirpalą laikyti 15 °C (59 °F)–30 °C (86 °F) temperatūroje pateikiamoje talpykloje. „ThinPrep Rinse“ tirpalo nenaudokite pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant talpyklos.

IŠVAIZDA IR VIENTISUMAS

Skaidrus, nesterilus tirpalas.

MĖGINIŲ ĖMIMAS IR PARUOŠIMAS

Skirta naudoti su ginekologiniais citologiniais mėginiais, kurie buvo apdoroti naudojant bet kurį „ThinPrep™“ procesorių.

PROCEDŪRA

Konkrečius dažymo protokolus rasite „ThinPrep Stain“ naudotojo vadove.

„ThinPrep™ Stain Rinse“ tirpalas

PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

Turi būti naudojamas pagal „ThinPrep Stain“ naudotojo vadove pateiktas instrukcijas. „ThinPrep Rinse“ tirpalo negalima pakeisti jokiais kitais tirpalais.

SAUGOS IR VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS

Kai naudojamas, kaip nurodyta, ant paruoštų objektinių stiklelių, „ThinPrep Rinse“ tirpalas pašalina „ThinPrep Nuclear Stain“ perteklių iš ląstelinių komponentų.

Įvykus rimtam incidentui, susijusiam su šiuo prietaisu ar komponentais, naudojamais su šiuo prietaisu, praneškite apie tai „Hologic“ techninės priežiūros tarnybai ir paciento ir (arba) naudotojo regione esančiai vietinei kompetentingai institucijai.

Žr. „ThinPrep Imaging System“ operatoriaus vadovą.

ŠALINIMAS

Šalinkite laikydamiesi visų galiojančių taisyklių.

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Nenumatytas joks blogas poveikis. Visą saugos duomenų lapą rasite svetainėje www.hologicsds.com.

Peržiūrų istorija

Peržiūra	Data	Apibūdinimas
AW-24890-3002 red. 001	3-2022	Patikslintos instrukcijos. Pridėtos instrukcijos, kaip pranešti apie rimtus incidentus.



Gamintojas



Įgaliotasis atstovas
Europos Bendrijoje



Partijos kodas



Žr. naudojimo instrukcijas



Katalogo numeris



Temperatūros apribojimas



In vitro diagnostikos
medicinos priemonė



Tinka iki



Atidaryti čia



Kiekis



Pagaminta JAV



JK atitikties įvertinimas
(Didžioji Britanija)



Gaminys atitinka žymėjimo
CE ženklų reikalavimus pagal
ES-IVD reglamentą 2017/746



Perspėjimas: pagal federalinius (JAV) įstatymus šį prietaisą galima parduoti tik gydytojui, jo užsakyti arba bet kuriam kitam specialistui, turinčiam licenciją pagal valstybės, kurioje specialistas praktikuojasi naudoti arba užsako naudoti prietaisą, įstatymus, ir yra kvalifikuotas bei turintis šio gaminio naudojimo patirties.



„Hologic, Inc.“ • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 JAV • Tel.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



„Hologic BV“ • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija • Tel.: + 32 2 711 46 80

Australijos rėmėjas: „Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd.“ • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel.: 02 9888 8000

JK atsakingas asmuo: „Hologic, Ltd.“ • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe
Manchester M23 9HZ • Jungtinė Karalystė