

Разтвор за изплакване ThinPrep™ Stain

Инструкции за употреба



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Разтворът за изплакване ThinPrep™ Stain е предназначен за употреба при процедури на багрене по Папаниколау съвместно с ядреното багрило ThinPrep Stain, разтвора за изсиняване ThinPrep Stain, разтвора ThinPrep Stain Orange G и разтвора ThinPrep Stain EA. За професионална употреба.

ОБОБЩЕНИЕ И ОБЯСНЕНИЕ

Разтворът за изплакване ThinPrep е воден детергентен разтвор, който премахва излишното ядрено багрило ThinPrep от клетъчните компоненти върху препаратите за цитологична оценка, поставени върху предметни стъкла.

ПРИНЦИПИ НА ПРОЦЕДУРАТА

Когато се използва заедно с разтворите за багрене ThinPrep и цитологични препарати върху предметни стъкла, разтворът за изплакване ThinPrep ще премахне излишното ядрено багрило ThinPrep от клетъчните компоненти, подобрявайки ядреното багрене и избистряйки цитоплазмата.

СЪСТАВ

Воден разтвор на подходящо повърхностно активно вещество.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

За употреба при *in vitro* диагностика.

Не е за външна или вътрешна употреба при хора или животни. Може да предизвика дразнене при контакт.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Избягвайте контакт с очите.

При работа с разтвора носете ръкавици и защита за очите.

Когато не е в пряка употреба, съхранявайте съда затворен.

Резултати с цитологични проби, при които не се използва ThinPrep, не са оценени.

Не използвайте, ако основната опаковка е повредена.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА

Не се изисква разтваряне, смесване или разреждане.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте неизползвания разтвор за изплакване ThinPrep при температура от 15°C (59°F) до 30°C (86°F) в предоставения съд. Не използвайте разтвора за изплакване ThinPrep след срока на годност, посочен на съда.

ВЪНШЕН ВИД И ЦЯЛОСТ

Прозрачен, нестерилен разтвор.

ВЗЕМАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОБИ

За употреба с гинекологични цитологични проби, обработени посредством процесори ThinPrep™.

ПРОЦЕДУРА

Направете справка с ръководството на потребителя на ThinPrep Stain за специфичните протоколи на багрене.

Разтвор за изплакване ThinPrep™ Stain

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА

Трябва да се използва съгласно инструкциите, предоставени в ръководството на потребителя на ThinPrep Stain. Разтворът за изплакване ThinPrep не може да бъде заменен с други разтвори.

БЕЗОПАСНОСТ И РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Когато се използва съгласно указанията при цитологични препарати върху предметни стъкла, разтворът за изплакване ThinPrep премахва излишното ядрено багрило ThinPrep от клетъчните компоненти.

Ако възникне сериозен инцидент, свързан с това изделие или с компоненти, използвани заедно с него, докладвайте за това на техническата поддръжка на Hologic и местния компетентен орган на пациента и/или потребителя.

Направете справка с ръководството на оператора за ThinPrep Imaging System.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърляйте в съответствие с всички приложими разпоредби.

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

Не се очакват неблагоприятни ефекти. Вижте www.hologicsds.com за пълния лист с данни за безопасност.

История на редакциите

Редакция	Дата	Описание
AW-24890-3802 Ред. 001	3-2022	Изясняване на инструкциите. Добавяне на инструкции относно докладването на сериозни инциденти.



Производител



Упълномощен представител в Европейската общност



Партиден код



Направете справка с инструкциите за употреба



Каталожен номер



Температурно ограничение



Медицинско изделие за *in vitro* диагностика



Използвайте до



Отворете тук



Количество



Произведено в САЩ



Оценка на съответствието в Обединеното кралство (Великобритания)



Продуктът отговаря на изискванията за CE маркировка в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро диагностика (IVD)



Внимание: Федералният закон (САЩ) ограничава продажбата на това устройство от или по нареждане на лекар или всеки друг практикуващ специалист, лицензиран от закона на щата, в който практикуващият специалист практикува да използва или да назначава използването на устройството и е обучен и опитен в използването на продукта.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, САЩ • Тел: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Белгия • Тел: +32 2 711 46 80

Австралийски възложител: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Австралия • Тел: 02 9888 8000

Отговорно лице за Обединеното кралство: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Обединеното кралство