

ThinPrep™ Bluing II Solution

Käyttöohjeet



KÄYTTÖTARKOITUS

ThinPrep™ Stain Bluing II Solution on tarkoitettu Papanicolaou-värykseen yhdessä tuotteiden ThinPrep Stain Nuclear Stain, ThinPrep Stain Rinse II Solution, ThinPrep Stain Orange G Solution ja ThinPrep Stain EA Solution kanssa. Ammattikäyttöön.

YHTEENVETO JA SELITYS

ThinPrep Bluing II Solution on vesipitoinen alkaaliliuos, joka tummentaa solukomponentit, jotka on värjätty tuotteella ThinPrep Nuclear Stain siniseksi/violetiksi sytologiseen arviointiin tarkoitetuissa objektilasivalmisteissa.

MENETELMÄN TOIMINTAPERIAATTEET

Kun ThinPrep Bluing II Solution -liuosta käytetään yhdessä ThinPrep-värysluosten ja sytologisten objektilasivalmisteiden kanssa, ThinPrep Bluing II Solution tummentaa ThinPrep Nuclear Stain -tuotteella värjätty solukomponentit parantaen tumamorfologiaa.

KOOSTUMUS

Tris-vesipuskuri.

VAROITUKSET

In vitro -diagnostiikkaan.

Ei ulkoiseen tai sisäiseen käyttöön ihmisille tai eläimille. Voi aiheuttaa silmien ärsytystä. Voi aiheuttaa ihoärsytystä. Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Voi olla harmillista nieltynä.

VAROTOIMET

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Vältä kosketusta ihoon ja silmiin. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Pidä pakkaus tiukasti suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Muiden kuin ThinPrep-sytologianäytteiden tuloksia ei ole arvioitu.

Älä käytä, jos pääpakkaus on vaurioitunut.

ESIKÄSITTELY

Ei vaadi ennalleen palauttamista, sekoittamista tai laimentamista.

SÄILYTYS

Säilytä käyttämätön ThinPrep Bluing II Solution pakkauksessaan lämpötilassa 15 °C (59 °F) – 30 °C (86 °F) viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, kaukana lämmönlähteistä, palavista materiaaleista ja yhteensopimattomista aineista. Älä käytä ThinPrep Bluing II Solution -liuosta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

ULKOASU JA EHEYS

Kirkas, ei-steriili liuos.

NÄYTTEEN KERÄYS JA VALMISTELU

Käytettäväksi gynekologisten sytologianäytteiden kanssa, jotka on käsitelty millä tahansa ThinPrep™-prosessorilla.

TOIMENPIDE

Katso erityiset väryksprotokollat ThinPrep Stain -käyttöoppaasta.

ThinPrep™ Bluing II Solution

MENETELMÄÄN LIITTYVÄT RAJOITUKSET

Tuotetta on käytettävä ThinPrep Stain -käyttöoppaan sisältämien ohjeiden mukaisesti. ThinPrep Bluing II Solution -liuosta ei voi korvata millään muulla liuoksella.

TURVALLISUUS- JA SUORITUSKYKYMINAISUUDET

Kun ThinPrep Bluing II Solution -liuosta käytetään ohjeistetulla tavalla sytologisiin objektilasivalmisteisiin, ThinPrep Bluing II Solution tummentaa ThinPrep Nuclear Stain -tuotteella värjätty solukomponentit.

Jos tämän laitteen tai sen kanssa käytettyjen osien käytön yhteydessä ilmenee vakavia vaaratilanteita, ilmoita siitä Hologicin tekniselle tuelle ja potilaan ja/tai käyttäjän oleskelupaikan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Katso ThinPrep-kuvantamisjärjestelmän käyttäjän opas.

HÄVITTÄMINEN

Noudata hävittämisessä kaikkia soveltuvia määräyksiä.

ENSIAPUTOIMET

Jos tunnet olosi sairaaksi, hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Katso koko käyttöturvallisuustiedote osoitteesta www.hologicsds.com.

Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
AW-24902-1702 Rev. 001	3-2022	Ohjeita selvennetty. Lisätty ohjeita vakavien vaaratilanteiden ilmoittamisesta.



Valmistaja



Tuotenumero



Eräkoodi



Lue käyttöohjeet



Viimeinen käyttöpäivä



Lämpötilarajat



In vitro -diagnostinen lääkeinstrumentti



Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä



Avaa tästä



Valmistettu Yhdysvalloissa



Arvioitu Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimusten mukaisesti (Iso-Britannia)



Määrä



Tuote täyttää CE-merkintää koskevat vaatimukset EU-IVD-asetuksen 2017/746 mukaisesti



Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion laki määrää, että tämän laitteen saa myydä ainoastaan lääkärin toimesta tai määräyksestä tai muun sellaisen ammatinharjoittajan toimesta tai määräyksestä, jolla on Yhdysvaltain lain mukainen lisenssi käyttää tai määrätä laite käytettäväksi sekä on tarvittava koulutus ja kokemus tämän laitteen käyttämiseen.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Puh: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Puh: +32 2 711 46 80

Australialainen toimeksiantaja: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Puh: 02 9888 8000

Vastaava henkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Yhdistynyt kuningaskunta