

# ThinPrep™ Bluing II-løsning

## Bruksanvisning



### **TILTENKT BRUK**

ThinPrep™ Stain Bluing II-løsning er beregnet til bruk i en Papanicolaou-fargeprosedyre sammen med ThinPrep Stain Nuclear-farge, ThinPrep Stain Rinse II-løsning, ThinPrep Stain Orange G-løsning og ThinPrep Stain EA-løsning. Til profesjonell bruk.

### **OPPSUMMERING OG FORKLARING**

ThinPrep Bluing II-løsning er en vannbasert, basisk løsning som formørker cellekomponenter farget med ThinPrep cellekjernefarge til blå/fiolett på objektglasspreparater for cytologisk evaluering.

### **PROSEDYREPRINSIPPER**

Når den brukes sammen med ThinPrep-fargeløsningene og cytologiske objektglasspreparater, vil ThinPrep Bluing II-løsningen formørke cellekomponentene som er farget av ThinPrep cellekjernefarge, og fremheve kjernemorfologi.

### **SAMMENSETNING**

En vannbasert tris-buffer.

### **ADVARSLER**

Til in vitro-diagnostisk bruk.

Ikke til utvortes eller innvortes bruk på mennesker eller dyr. Kan forårsake øyeirritasjon. Kan forårsake hudirritasjon. Kan irritere luftveiene. Kan være skadelig ved svelging.

### **FORHOLDSREGLER**

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå kontakt med hud og øyne. Vask hendene grundig etter håndtering.

Hold beholderen tett lukket når den ikke er i direkte bruk.

Resultater for cytologiske prøver som ikke er preparert med ThinPrep, har ikke blitt evaluert.

Må ikke brukes hvis primæreemballasjen er skadet.

### **FORBEHANDLING**

Det er ikke nødvendig med rekonstituering, miksing eller fortykning.

### **OPPBEVARING**

Oppbevar ubrukt ThinPrep Bluing II-løsning mellom 15 °C (59 °F) og 30 °C (86 °F) i beholderen som medfølger, i kjølige, tørre og godt ventilerte omgivelser, vekk fra direkte varmekilder, antennerlige materialer, direkte sollys og ikke-kompatible substanser. ThinPrep Bluing II-løsning må ikke brukes etter utløpsdatoen som er skrevet på beholderen.

### **UTSEENDE OG INTEGRITET**

Klar, ikke-steril løsning.

### **PRØVEINNSAMLING OG KLARGJØRING**

Til bruk på gynekologiske cytologiprøver som har blitt behandlet med en hvilken som helst ThinPrep™-prosessor.

### **PROSEDYRE**

Se brukerhåndboken for ThinPrep Stain for spesifikke fargeprotokoller.

## ThinPrep™ Bluing II-løsning

### BEGRENSNINGER VED PROSEDYREN

Må brukes i henhold til instruksjonene som er gitt i brukerhåndboken for ThinPrep Stain. ThinPrep Bluing II-løsning kan ikke byttes ut med noen annen løsning.

### SIKKERHETS- OG YTELSESKARAKTERISTIKKER

Når den brukes som anvist på cytologiske objektglasspreparater, vil ThinPrep Bluing II-løsning formørke cellekomponentene som er farget med ThinPrep cellekjernefarge.

Hvis det oppstår alvorlige hendelser relatert til denne enheten eller komponenter som brukes sammen med denne enheten, må du melde fra til teknisk støtte hos Hologic og pasientens og/eller brukerens relevante myndigheter.

Se brukerhåndboken til ThinPrep-avbildningssystemet.

### AVHENDING

Skal avhendes i samsvar med alle gjeldende forskrifter.

### FØRSTEHJELPSTILTAK

Søk medisinsk hjelp hvis du føler deg uvel.

Se [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com) for hele sikkerhetsdatabladet.

### Revisjonshistorikk

Revisjon	Dato	Beskrivelse
AW-24902-1802 Rev. 001	3-2022	Presisering av instruksjoner. Lagt til instruksjoner om rapportering av alvorlige hendelser.



Produsent



Katalognummer



Batchkode



Les bruksanvisningen



Brukes innen



Temperaturbegrensning



Medisinsk enhet til bruk  
i *in vitro*-diagnostikk



Autorisert representant i EU



Åpnes her



Produsert i USA



Storbritannias samsvarsvurdering  
(Storbritannia)



Antall



Produktet oppfyller kravene  
for CE-merking i samsvar med  
EU-IVD-forordning 2017/746



Forsiktig: Føderal lov i USA begrenser dette produktet til salg av eller på bestilling av lege eller annen praktiker som er lisensiert i henhold til loven i delstaten hvor praktikeren praktiserer, til å bruke eller bestille bruk av produktet og som er opplært og erfaren i bruken av produktet.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tlf.: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Tlf.: +32 2 711 46 80

Australsk sponsor: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Tlf.: 02 9888 8000

Ansvarlig person i Storbritannia: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe  
Manchester M23 9HZ • Storbritannia