

ThinPrep™ II kékítőoldat

Használati utasítás



RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A ThinPrep™ II kékítőoldat a Papanicolaou festési eljárás során a ThinPrep sejtmagfestékkel, a ThinPrep II festéköblítő-oldattal, a ThinPrep Orange G-festőoldattal és a ThinPrep EA-festőoldattal együtt történő alkalmazásra készült. Professzionális alkalmazásra.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT

A ThinPrep II kékítőoldat egy vizes, lúgos oldat, amely a ThinPrep sejtmagfestékkel festett sejtkomponenseket kékre/ibolyára színezi a citológiai értékeléshez használt tárgylemez-készítményekben.

AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI

A ThinPrep festőoldatokkal és citológiai tárgylemez-készítményekkel együtt használva a ThinPrep II kékítőoldat sötétre színezi a ThinPrep sejtmagfestékkel megfestett sejtkomponenseket, javítva a mag morfológiát.

ÖSSZETÉTEL

Egy vizes Tris puffer.

FIGYELMEZTETÉSEK

In vitro diagnosztikai használatra.

Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni. Szemirritációt okozhat. Bőrirritációt okozhat. Légúti irritációt okozhat. Lenyelve ártalmas lehet.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Gyermekektől elzárva tartandó.

Kerülje a bőrrel és szemmel történő érintkezést. A használatot követően alaposan kezet kell mosni. Közvetlen használaton kívül a tartály szorosan lezárva tartandó.

ThinPrep citológiai mintáktól eltérő mintákkal elért eredményeket nem értékelték.

Ne használja, ha az elsődleges csomagolás sérült.

ELŐKÉSZÍTÉS

Nem kell feloldani, keverni vagy hígítani.

TÁROLÁS

A fel nem használt ThinPrep II kékítőoldatot tárolja 15 °C (59 °F) és 30 °C (86 °F) között a mellékelt tartályban, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, hőforrásoktól, éghető anyagoktól és összeférhetetlen anyagoktól távol. Ne használja a ThinPrep II kékítőoldatot a tartályon feltüntetett lejárati időn túl.

MEGJELENÉS ÉS INTEGRITÁS

Átlátszó, nem steril oldat.

MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

Bármely ThinPrep™ processzoron feldolgozott nőgyógyászati citológiai mintákkal való használatra.

ELJÁRÁS

Az egyes festési protokollokat lásd a ThinPrep festőanyag felhasználói kézikönyvében.

ThinPrep™ II kékitőoldat

AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI

A ThinPrep festőanyag felhasználói kézikönyvében található utasítások szerint használandó. A ThinPrep II kékitőoldat nem helyettesíthető más oldattal.

BIZTONSÁGI ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

Ha a használat az utasításoknak megfelelően történik, a ThinPrep II kékitőoldat sötétre színezi a ThinPrep sejtmagfestékekkel megfestett sejtkomponenseket.

Ha az eszközhöz vagy az eszközzel használt bármely összetevőhöz kapcsolódó súlyos rendkívüli esemény következik be, jelentse a Hologic műszaki szolgálatának, valamint a beteg és/vagy felhasználó szerinti helyi illetékes hatóságnak.

Lásd a ThinPrep képalkotó rendszer felhasználói kézikönyvét.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Az ártalmatlanítást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végezze.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI TEENDŐK

Ha nem érzi jól magát, forduljon orvoshoz.

A teljes biztonsági adatlapot a www.hologicds.com weboldalon találja.

Átdolgozási előzmények

Átdolgozás	Dátum	Leírás
AW-24902-2802, 001. átdolg.	2022. 03.	Utasítások pontosítása. Súlyos rendkívüli események bejelentésére vonatkozó utasítások hozzáadása.



Gyártó



Katalógusszám



Tételszám



Lásd a használati utasítást



Felhasználható



Hőmérsékleti határértékek



In vitro diagnosztikai orvostechikai eszköz



Hivatalos képviselő az Európai Közösségben



Itt nyissa ki



Készült az Amerikai Egyesült Államokban



A megfelelőség felmérésre került az Egyesült Királyság tekintetében (Nagy-Britannia)



Mennyiség



A termék megfelel az EU-IVD 2017/746 rendelet szerinti CE-jelölésre vonatkozó követelményeknek



VIGYÁZAT: A szövetségi (Amerikai Egyesült Államok) törvények korlátozzák az eszköz értékesítését orvos, vagy bármely más, az adott állam törvényei szerint az eszköz használatára vagy használatának elrendelésére engedéllyel rendelkező, a termék alkalmazása terén képzett és tapasztalt orvos által vagy annak utasítására.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tel.: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium • Tel.: +32 2 711 46 80

Ausztrál szponzor: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Ausztrália • Tel.: 02 9888 8000

Felélős személy az Egyesült Királyságban: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Egyesült Királyság

ThinPrep festőanyag II kékitőoldat

Használati utasítás

Magyar AW-24902-2802, 001. átdolg. 2022. 03.