

TruNode[®] Einweg-Gammasonde

Mit dem TruNode[®] System, der kabellosen Einweg-Gammasonde von Hologic, haben Sie absolute Gewissheit.

Das TruNode[®] System ist die erste sterile, kabellose Einweg-Hochleistungs-Gammasonde, die für alle gängigen chirurgischen Verfahren unter Röntgenaufsicht optimiert wurde. Das TruNode[®] System eignet sich für Anwendungen wie SLN-Mapping und Lokalisierung von radioaktiven Seeds.



Funktionen des TruNode[®] Systems:

Höchste Energieauflösung

Das TruNode[®] System verfügt über eine Energieauflösung von 10 %, die dem Anwender die Erkennung schwacher Lymphknoten in der Nähe der Injektionsstelle und eine präzise Lokalisierung von Hotspots ermöglicht.

Steuerung per Fingerspitze

Schneller Wechsel zwischen drei Detektionsmodi (High-sensitivity Scan, High-resolution Point und I-125-Seed) durch einfache Fingerspitzensteuerung auf dem Sterilfeld.

Drei Detektionsmodi

Mit seinen drei Detektionsmodi optimiert das TruNode[®] System die Lokalisierung von Wächterlymphknoten, Nebenschilddrüsen und Tumoren.

Minimale Inzisionsgröße

Mit seinem Durchmesser von nur 10 mm ist das TruNode[®] System minimal-invasiv und einfach zu manövrieren.

Steril

Die TruNode[®] Sonde ist vollsteril und sofort einsatzbereit. Es ist kein Abdecken und Wiederaufbereiten im OP-Saal erforderlich.

Sprachfeedback

Die kompakte User Feedback-Einheit des TruNode[®] Systems bietet sowohl akustisches als auch visuelles Feedback, um nicht ständig das Display im Auge behalten zu müssen.

Einfache Positionierung

Das TruNode[®] System ist extrem platzsparend, da die User Feedback-Einheit an jedem IF-Ständer im OP-Saal festgeklemmt werden kann.

Einweg-Lösung

Das TruNode[®] System wurde zur Minimierung des Risikos einer Kreuzkontamination und Infektion der Operationsstelle konzipiert.

TruNode[®]
Single-use Gamma Probe

Eine umfassende **Lösungspalette**

Die TruNode[®] Einweg-Gammasonde fügt sich nahtlos in die Hologic Produktpalette für brusterhaltende Lösungen ein. Hologic bietet ein komplettes Sortiment an Produkten für die brusterhaltende Chirurgie, die Ihnen zu mehr Effizienz, mehr Patientenkomfort und bestmöglichen Ergebnissen verhelfen. Ihr Vertreter informiert Sie über die Systeme, die am besten auf Ihre Anforderungen und die Bedürfnisse Ihrer Patientinnen zugeschnitten sind, damit Ihre Patientinnen optimal versorgt werden, wenn sie es am dringendsten brauchen.

BioZorb[®] bioresorbierbarer 3D-Marker
Keine CE-Kennzeichnung. Nicht zum Verkauf.



LOCalizer[®] kabelloses Führungssystem



Sprechen Sie mit Ihrem Hologic-Vertreter darüber, welche brusterhaltenden Lösungen für Sie und Ihre Patientinnen die richtigen sind.

www.hologic.com | zentrale@hologic.com

HOLOGIC Medicor GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 6
50170 Kerpen
www.hologic.com
zentrale@hologic.com
+49 2273 98 08 0

HOLOGIC Austria GmbH
Weyringergasse 6
1040 Wien
www.hologic.com
zentrale@hologic.com
+43 1 504 66 71 0

HOLOGIC Medicor Suisse GmbH
Gewerbestr. 10
CH-6330 Cham
www.hologic.com
zentrale@hologic.com
+41 41 741 07 00

MISC-05510-EUR-DE Rev001 (1/19) ©2019 Hologic Inc. Alle Rechte vorbehalten. Hologic, BioZorb, TruNode, The Science of Sure und die zugehörigen Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Niederlassungen in den USA und/oder anderen Ländern. Hologic ist exklusiver Vertriebspartner und Lizenznehmer des Produkts und der Marke LOCalizer. Diese Informationen richten sich an Ärzte in den USA und in anderen Märkten und sind nicht als Produktangebot oder Werbung in den Ländern vorgesehen, in denen dies in dieser Form nicht erlaubt ist. Da Materialien von Hologic über Websites, eBroadcasts und Messen verbreitet werden, ist es nicht immer möglich zu kontrollieren, wo diese Materialien erscheinen. Informationen über das verfügbare Produktangebot in einem bestimmten Land erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Hologic-Vertreter.