

ThinPrep™ Boya Mavileştirme Çözeltisi

Kullanım Talimatları



KULLANIM AMACI

ThinPrep™ Boya Mavileştirme Çözeltisi, bir Papanicolaou boyama prosedüründe ThinPrep Boya Çekirdek Boyası, ThinPrep Boya Durulama Çözeltisi, ThinPrep Boya Turuncu G Çözeltisi ve ThinPrep Boya EA Çözeltisiyle birlikte kullanılmaya yöneliktir. Profesyonel kullanım içindir.

ÖZET VE AÇIKLAMA

ThinPrep Mavileştirme Çözeltisi, sitolojik değerlendirmeye yönelik slayt preparatlarında ThinPrep Çekirdek Boyasıyla boyanmış hücresel bileşenleri maviye/mora koyulaştırıcı sulu, alkalın bir çözüldür.

PROSEDÜR İLKELERİ

ThinPrep boyama çözülderiyle ve sitolojik slayt preparatlarıyla birlikte kullanıldığında ThinPrep Mavileştirme Çözeltisi, ThinPrep Çekirdek Boyasıyla boyanmış olan hücresel bileşenleri koyulaştırarak çekirdek morfolojisini güçlendirir.

BİLEŞİM

Lityum Karbonatın sulu bir çözüldür.

UYARILAR

İn Vitro Tanı Amaçlı Kullanım içindir.

İnsanlarda veya hayvanlarda harici veya dahili kullanıma yönelik değildir.

Temas halinde gözde tahrişe neden olabilir.

ÖNLEMLER

Gözlerle temasını önleyin.

Çözüldüyü kullanırken eldiven ve koruyucu gözlük takın.

Doğrudan kullanılmadığı sürece kabı kapalı tutun.

ThinPrep dışındaki sitoloji numuneleriyle alınan sonuçlar değerlendirilmemiştir.

Ana ambalaj hasarlıysa ürünü kullanmayın.

ÖN İŞLEME

Sulandırma, karıştırma veya seyreltme gerekmez.

SAKLAMA

Kullanılmamış ThinPrep Mavileştirme Çözüldüsünü birlikte verilen kaptaki 15 °C (59 °F) ile 30 °C (86 °F) arasındaki sıcaklıklarda saklayın. ThinPrep Mavileştirme Çözüldüsünü, kap üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

GÖRÜNÜM VE BÜTÜNLÜK

Berrak, steril olmayan çözüldü.

NUMUNE TOPLAMA VE HAZIRLAMA

Herhangi bir ThinPrep™ Cihazında işlenmiş olan jinekolojik sitoloji numuneleriyle birlikte kullanılmaya yöneliktir.

ThinPrep™ Boya Mavileştirme Çözeltisi

PROSEDÜR

Özel boyama protokolleri için ThinPrep Boya Kullanım Kılavuzuna bakın.

PROSEDÜR KISITLAMALARI

ThinPrep Boya Kullanım Kılavuzunda sağlanan talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. ThinPrep Mavileştirme Çözeltisi yerine herhangi bir başka çözelti kullanılamaz.

GÜVENLİK VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Sitolojik slayt preparatları üzerindeki talimatlara göre kullanıldığında ThinPrep Mavileştirme Çözeltisi, ThinPrep Çekirdek Boyasıyla boyanmış olan hücresel bileşenleri koyulaştırır.

Bu cihazla veya bu cihazla birlikte kullanılan herhangi bir bileşenle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bunu Hologic Teknik Destek birimine ve hastanın ve/veya kullanıcının yerel yetkili makamına bildirin.

ThinPrep Görüntüleme Sistemi kullanım kılavuzuna başvurun.

BERTARAF ETME

Yürürlükteki tüm yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Hiçbir kötü etki beklenmemektedir. Güvenlik Veri Sayfasının tamamı için www.hologicsds.com adresini ziyaret edin.

Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Tanım
AW-24898-3602 Rev. 001	3-2022	Talimatlar netleştirildi. Ciddi olayların bildirilmesiyle ilgili talimatlar eklendi.



İmalatçı



Kullanım talimatlarına bakın



In vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz



Miktar



Ürün, AB IVD Yönetmeliği 2017/746 uyarınca CE işareti gereksinimlerini karşılar



Avrupa Topluluğu'ndaki yetkili temsilci



Katalog numarası



Son kullanma tarihi



ABD'de üretilmiştir



Dikkat: Federal yasalar (ABD), bu cihazın satışını bir hekim tarafından veya onun siparişiyle ya da Devlet kanunları ile lisanslı başka bir uzman (cihazı kullanacak ya da cihazın kullanılmasını isteyecek uzmanın ürünün kullanımı konusunda eğitilmiş ve tecrübeli olması gerekir) tarafından yapılması şartıyla sınırlandırır.



Parti kodu



Sıcaklık sınırlaması



Buradan açın



Birleşik Krallık Uygunluğu Değerlendirildi (Büyük Britanya)

ThinPrep™ Boya Mavileştirme Çözeltilisi



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 ABD • Tel: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belçika • Tel: +32 2 711 46 80

Avustralya Sponsoru: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Avustralya • Tel: 02 9888 8000

Birleşik Krallık'taki Sorumlu Kişi: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ •
Birleşik Krallık