

Esami mammografici più confortevoli. Pazienti più soddisfatte.

Hologic affronta la principale ragione per cui le donne rimandano un esame che potrebbe salvare loro la vita: il disagio¹. Il sistema di compressione Hologic SmartCurve™ offre alla paziente un esame più confortevole senza modificare la qualità dell'immagine, il flusso di lavoro o la dose. Il sistema include tre compressori per adattarsi alla maggior parte delle donne e delle dimensioni del seno.



É clinicamente dimostrato che il sistema SmartCurve™ è in grado di offrire un esame più confortevole senza aumentare la dose.²



Le piastre curve seguono il profilo del seno.




Il 95% delle donne intervistate raccomanderebbe le strutture che utilizzano il sistema SmartCurve™.²



Il sistema SmartCurve™ cambierà la percezione delle donne verso la mammografia.

La paura di provare dolore porta molte donne a rifiutare la mammografia, ritardando la diagnosi precoce di un cancro che potrebbe potenzialmente salvare loro la vita.

Il sistema SmartCurve™ è stato progettato per affrontare questa sfida, migliorando l'esame mammografico non solo per le pazienti, ma anche per i medici e i tecnici radiologi. Ora, con l'aggiunta della piastra SmartCurve™ Mini sarà più facile eseguire mammografie su pazienti con un seno di piccole dimensioni e/o pazienti con protesi dislocate.



Il sistema include un compressore grande (24x29 cm), uno piccolo (18x24 cm) e uno mini (18x8 cm)**.

- La superficie curva delle piastre si adatta alla forma del seno, permettendo una compressione uniforme.
- **93% di comfort in più per le pazienti** che hanno provato disagio da moderato a elevato con le piastre di compressione normali.²
- Il **software di elaborazione** tiene conto della geometria delle piastre e non compromette la qualità dell'immagine.²
- Non cambia **la tecnica di posizionamento, né il flusso di lavoro** dei tecnici.
- Può essere utilizzato con il supporto **MammoPad®** per aumentare il comfort e diminuire la soglia soggettiva di dolore percepito.³

Fatti. Non promesse.

Informazioni sul prodotto

Il sistema SmartCurve™ è ideato per lo screening e non dovrebbe essere utilizzato per procedure biotipiche o per procedure con mezzo di contrasto (I-View™). Non è consigliato per proiezioni del solco intramammario, proiezioni ruotate o proiezioni a mosaico di mammelle molto grandi. Le piastre standard per lo screening sono comunque sempre incluse nel sistema e vanno utilizzate nei casi in cui il sistema SmartCurve™ non sia adatto. SmartCurve™ è compatibile con le protesi mammarie. Il sistema SmartCurve™ viene fornito di serie con tutte le piastre 3Dimensions™ ed è disponibile per gli attuali sistemi Selenia® Dimensions® come aggiornamento.

**Richiede software Dimension 1.11/2.2 o superiore.

Informazioni per l'ordine

Codice articolo	Descrizione
DIM-ASY-SCS-3PACK	Sistema di compressione SmartCurve™ come aggiornamento per i mammografi Selenia® Dimensions®, comprensivo di 3 piastre.
DIM-ASY-MINI	Compressore SmartCurve™ Mini per mammelle di piccole dimensioni.

Bibliografia

1. Padoan M, Ferrante D, Pretti G, Magnani C. Study of socio-economic characteristics, diagnosis and outcome of women participating or not participating in mammogram screening. *Ann Ig.* 2014;26(6):518–526. 2. Dati disponibili: DHM-06039 Rev 002 Bartoshevich J, Orefice T, Mansoor S, et al Internal Study comparing Hologic's flat paddle to the SmartCurve paddle (18x24cm) (2017). 3. Coryell T. Increasing Mammography Tissue Acquisition through Positioning Training and Use of a Foam Breast Cushion. National Consortium of Breast Centers, 16th Annual National Interdisciplinary Breast Conference, Las Vegas, NV (2006)

SS-00523-EUR-IT Rev.002 (04/21) Hologic Inc. ©2021 Tutti i diritti riservati. Hologic, Dimensions, MammoPad, Selenia, SmartCurve, The Science of Sure e i loghi associati sono marchi commerciali e/o marchi commerciali depositati di Hologic, Inc., e/o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Le informazioni presentate in questa sede sono rivolte a personale medico e non costituiscono offerta promozionale di prodotti nei Paesi in cui le attività promozionali sono vietate. Poiché il materiale informativo Hologic è disponibile su pagine Web, trasmissioni TV online e fiere specializzate, non è sempre possibile controllare dove sia presente. Per maggiori informazioni sui prodotti in vendita in un determinato paese contattare il rappresentante di zona Hologic.

www.3dimensionismammography.eu | euinfo@hologic.com | +32.2.711.4680

Senza compromessi. Senza confronti.