

HOLOGIC®

Vi presentiamo la prossima generazione di **NovaSure®**

NovaSure V5*

Ablazione endometriale

PROSSIMAMENTE



AFFIDABILE



INNOVATIVO



STUDIATO PER
LE PAZIENTI

*Senza marcatura CE. Non disponibile per la vendita

**Sulla base dei dati commerciali



AFFIDABILE

Oltre 20 anni di dati clinici
 97%: percentuale di pazienti soddisfatte¹
 75%: tasso di amenorrea a 5 anni²
 86%: percentuale di pazienti che hanno evitato l'isterectomia a distanza di 10 anni³



INNOVATIVO

Oltre 3 milioni di procedure eseguite in tutto il mondo nel corso degli anni hanno portato a continui miglioramenti del design sulla base del feedback degli operatori.



STUDIATO PER LE PAZIENTI

Trattamento di anatomie cervicali e uterine particolari grazie alle funzionalità potenziate.



Tecnologia SureClear™

L'esclusivo sistema di rimozione dei fluidi SureClear di Hologic fornisce un'aspirazione integrata attraverso l'array grazie al contatto costante con i tessuti, rimuovendo contemporaneamente vapore, sangue e tessuto endometriale.

Tecnologia di tenuta Endoform™

La tenuta cervicale NovaSure® V5 integra la tecnologia Endoform, progettata per adattarsi a diversi canali cervicali e forme anatomiche.

Guaina AccuSheath™ con scala graduata

La guaina da 6 mm di diametro AccuSheath di NovaSure V5 rende l'inserimento e il posizionamento del dispositivo ancora più precisi e sicuri.

Array RF bipolare

L'energia di radiofrequenza bipolare, rapida e controllata, è personalizzata in base alle misure della cavità uterina della paziente.



La tecnologia **SmartDepth™** monitora e misura l'impedenza del tessuto per impostare la profondità di ablazione in base alla conformazione della paziente.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE NOVASURE V5

CODICE DEL PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
NSV5-003	Dispositivo monouso per ablazione endometriale NovaSure V5 (confezione da 3)
NSV5-001	Dispositivo monouso per ablazione endometriale NovaSure V5 (confezione da 1)

NovaSure® V5
 Ablazione endometriale



BIBLIOGRAFIA

- ¹ Baskett TF, Clough H, Scott TA. NovaSure bipolar radiofrequency endometrial ablation: report of 200 cases. Journal of Obstetricians and Gynecologists Canada. 2005;27(5):473-476.
² Gallinat A. An impedance-controlled system for endometrial ablation: Five-year follow up on 107 patients. J Reprod Med. 2007; 52:467-472 1
³ Herman M, Penninx J, Mol B, Bongers M. Ten-year follow-up of a randomised controlled trial comparing bipolar endometrial ablation with balloon ablation for heavy menstrual bleeding. BJOG 2013;120:966-970

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA L'ablazione endometriale con NovaSure® è indicata per le donne in premenopausa con mestruazioni abbondanti dovute a cause benigne e che non intendono avere figli. La gravidanza dopo una procedura NovaSure può essere pericolosa. La procedura NovaSure non è indicata per pazienti con tumore uterino accertato o sospetto, in presenza di infezioni genitali, urinarie o pelviche in atto o nelle portatrici di IUD. L'ablazione endometriale NovaSure non è una procedura finalizzata a impedire il concepimento. I rischi rari, ma gravi, includono, a titolo esemplificativo, lesioni termiche, perforazione e infezione. Gli effetti collaterali temporanei possono includere crampi, nausea, vomito, perdite e spotting. Informare le pazienti di contattare il medico se dovessero riscontrare un effetto collaterale legato all'uso di questo prodotto. Invitiamo chiunque riscontri in prima persona o venga indirettamente a conoscenza di effetti collaterali legati al nostro prodotto a contattare il medico.

SS-01364-ITA-IT Rev. 001 ©2022 Hologic Inc. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Per maggiori informazioni sui prodotti in vendita in un determinato paese contattare il rappresentante di riferimento Hologic. Hologic, AccuSheath, EndoForm, NovaSure, SmartDepth, SureClear e i loghi associati sono marchi commerciali e/o marchi commerciali depositati di Hologic, Inc. e/o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Le informazioni presentate in questa sede sono rivolte a personale medico e non costituiscono offerta promozionale di prodotti nei paesi in cui le attività promozionali sono vietate. Poiché i materiali di Hologic sono distribuiti mediante siti Internet, eBroadcast e fiere di settore, non è sempre possibile controllare i luoghi dove tali materiali siano esposti. Per maggiori informazioni sui prodotti in vendita in un determinato paese contattare il rappresentante di riferimento Hologic. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Hologic di riferimento o scrivere a marketing.italy@hologic.com