

Des mammographies plus confortables. Des patientes plus satisfaites.

Hologic a décidé de s'attaquer à l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes sont susceptibles d'éviter de faire une mammographie : l'inconfort.¹ Notre système de stabilisation mammaire SmartCurve™ fournit une expérience patient exceptionnelle sans compromettre la qualité des images, le flux de travail ou la dose. Ce système comprend trois palettes capables de s'adapter à la plupart des femmes et des tailles de poitrine.



Il a été cliniquement prouvé que le système SmartCurve™ améliorerait le confort de la mammographie sans augmentation de la dose.²



La surface de compression incurvée épouse la forme du sein.




95 % des femmes interrogées recommanderaient les établissements utilisant le système SmartCurve™.²



Le système SmartCurve™ change la perception des femmes en ce qui concerne le dépistage mammaire.

La peur de la douleur empêche nombre de femmes de considérer le dépistage mammaire régulier comme une priorité de santé, ce qui pourrait retarder la détection des cancers. Le système SmartCurve™ a été conçu pour relever ce défi, en transformant l'expérience du dépistage mammaire pour vous et vos patientes. Désormais, avec l'ajout de la palette SmartCurve™ Mini, il sera plus facile d'accueillir les patientes aux petites poitrines, celles avec des implants déplacés ou sur les hommes.



Le set comprend 3 palettes : grande (24x29 cm), petite (18x24 cm) et mini (18x8 cm)**.

- La surface de compression s'adapte à la forme du sein et est incurvée au niveau de la paroi thoracique et des côtés pour réduire le pincement.
- Conçu **pour améliorer le confort de 93 % des patientes** qui ont signalé un inconfort modéré à important lié aux palettes de compression standard.²
- **Le logiciel de traitement** tient compte de la géométrie de la palette pour qu'il n'y ait aucun impact sur la qualité de l'image.²
- Pas de **modification de la technique de positionnement ou de la procédure** utilisée par les opérateurs.
- Possibilité d'utilisation avec un **coussin MammoPad®** pour un rembourrage supplémentaire et une meilleure capture des tissus.³

Des preuves. Pas des promesses.

Informations sur le produit

Le système SmartCurve™ est destiné à la mammographie de dépistage et de diagnostic et ne doit pas être utilisé pour les procédures de biopsie ni pour les procédures avec rehaussement de contraste (I- View™). Son utilisation n'est pas recommandée pour les vues axiales, coronales ou en mosaïque de très grosses poitrines. Les palettes de dépistage standards sont systématiquement fournies avec le système et doivent être utilisées lorsque le système SmartCurve™ n'est pas approprié. SmartCurve™ est compatible avec les implants mammaires. Le système SmartCurve™ est fourni avec tous les systèmes 3Dimensions™ et est disponible pour les systèmes Selenia® Dimensions® sous forme de mise à jour.

**Nécessite au minimum le logiciel Dimension 1.11/2.2.

Informations pour commander

Référence	Description
DIM-ASY-SCS-3PACK	Option de mise à jour du set de 3 du système de stabilisation mammaire SmartCurve™ pour les systèmes Selenia® Dimensions®.
DIM-ASY-MINI	Palette SmartCurve™ Mini pour les petites poitrines uniquement.

Références

1. Padoan M, Ferrante D, Pretti G, Magnani C. Study of socio-economic characteristics, diagnosis and outcome of women participating or not participating in mammogram screening. *Ann Ig.* 2014;26(6):518–526. 2. Données archivées : DHM-06039 Rev 002 Bartoshevich J, Orefice T, Mansoor S, et al Internal Study comparing Hologic's flat paddle to the SmartCurve paddle (18x24cm) (2017). 3. Coryell T. Increasing Mammography Tissue Acquisition through Positioning Training and Use of a Foam Breast Cushion. National Consortium of Breast Centers, 16th Annual National Interdisciplinary Breast Conference, Las Vegas, NV (2006)
SS-00523-EUR-FR Rév. 002 (04/21) Hologic Inc. ©2021 Tous droits réservés. Hologic, Dimensions, MammoPad, Selenia, SmartCurve, The Science of Sure et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Hologic, Inc., et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ces informations sont destinées aux professionnels de santé. Elles ne doivent pas être considérées comme des sollicitations ou de la promotion de produits lorsque ces activités sont interdites. La documentation Hologic étant distribuée par l'intermédiaire de sites Internet, de diffusions en ligne et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible d'en contrôler la disponibilité. Pour obtenir des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays en particulier, contactez votre représentant Hologic local. La technologie Smart Curve paddle™ est associée aux dispositifs médicaux, Selenia Dimensions™ et 3Dimensions™ de classe Ib qui sont destinés à la réalisation d'actes d'imagerie médicale. Les actes effectués avec ce système peuvent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations (et sous conditions). Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans les manuels d'utilisation ou sur les étiquettes. Dispositif médical réglementé, fabriqué par HOLOGIC, qui porte le marquage CE 0044 Organisme notifié: TÜV NORD

www.3dimensionsmammography.eu | euinfo@hologic.com | +32.2.711.4680

Sans compromis. Sans comparaison.